

报 价 明 细 表

| 序号 | 使用部位     | 产品名称   | 规格型号        | 效率  | 单位 | 计划数量 | 单价(元)  | 小计(元)    | 备注 |
|----|----------|--------|-------------|-----|----|------|--------|----------|----|
| 1  | 第二住院楼手术室 | 粗效滤网   | 785*290     |     | 块  | 30   | 37.9   | 1137     |    |
| 2  |          | 粗效滤网   | 900*500     |     | 块  | 3    | 37.9   | 113.7    |    |
| 3  |          | 初效过滤器  | 595*595*45  | G4  | 块  | 36   | 80.2   | 2887.2   |    |
| 4  |          | 初效过滤器  | 595*295*45  | G4  | 块  | 54   | 80.2   | 4330.8   |    |
| 5  |          | 初效过滤器  | 595*495*45  | G4  | 块  | 60   | 80.2   | 4812     |    |
| 6  |          | 初效过滤器  | 295*495*45  | G4  | 块  | 6    | 80.2   | 481.2    |    |
| 7  |          | 中效过滤器  | 595*595*534 | F8  | 块  | 24   | 328.74 | 7889.76  |    |
| 8  |          | 中效过滤器  | 595*295*534 | F8  | 块  | 32   | 248.54 | 7953.28  |    |
| 9  |          | 中效过滤器  | 595*495*534 | F8  | 块  | 40   | 328.74 | 13149.6  |    |
| 10 |          | 中效过滤器  | 495*295*534 | F8  | 块  | 8    | 248.54 | 1988.32  |    |
| 11 |          | 中效过滤器  | 295*295*534 | F8  | 块  | 4    | 237.96 | 951.84   |    |
| 12 |          | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块  | 2    | 519.11 | 1038.22  |    |
| 13 |          | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块  | 4    | 389.55 | 1558.2   |    |
| 14 |          | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | H10 | 块  | 4    | 485.62 | 1942.48  |    |
| 15 |          | 亚高效过滤器 | 490*287*292 | H10 | 块  | 1    | 389.55 | 389.55   |    |
| 16 |          | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块  | 1    | 230.91 | 230.91   |    |
| 17 |          | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块  | 33   | 415.11 | 13698.63 |    |
| 18 |          | 高效过滤器  | 610*305*292 | H13 | 块  | 22   | 750.02 | 16500.44 |    |
| 19 |          | 粗效滤网   | 1000*330    |     | 块  | 140  | 37.9   | 5306     | 回风 |
| 20 |          | 粗效滤网   | 800*330     |     | 块  | 151  | 37.9   | 5722.9   | 回风 |
| 21 |          | 粗效滤网   | 500*500     |     | 块  | 23   | 37.9   | 871.7    | 回风 |
| 22 |          | 粗效滤网   | 400*200     |     | 块  | 63   | 33.49  | 2109.87  | 排风 |
| 23 |          | 粗效滤网   | 855*330     |     | 块  | 1    | 37.9   | 37.9     | 回风 |
| 24 |          | 粗效滤网   | 755*330     |     | 块  | 3    | 37.9   | 113.7    | 回风 |
| 25 |          | 粗效滤网   | 1870*360    |     | 块  | 3    | 54.64  | 163.92   | 新风 |
| 26 |          | 粗效滤网   | 1870*600    |     | 块  | 9    | 54.64  | 491.76   | 新风 |
| 27 |          | 粗效滤网   | 1260*595    |     | 块  | 6    | 54.64  | 327.84   | 新风 |
| 28 |          | 粗效滤网   | 1205*595    |     | 块  | 12   | 54.64  | 655.68   | 新风 |
| 29 |          | 粗效滤网   | 670*600     |     | 块  | 6    | 37.9   | 227.4    | 新风 |
| 30 |          | 粗效滤网   | 670*360     |     | 块  | 2    | 37.9   | 75.8     | 新风 |
| 31 |          | 粗效滤网   | 1205*360    |     | 块  | 2    | 54.64  | 109.28   | 新风 |
| 32 |          | 初效过滤器  | 287*592*50  | G4  | 块  | 186  | 80.2   | 14917.2  |    |
| 33 |          | 初效过滤器  | 592*592*50  | G4  | 块  | 342  | 80.2   | 27428.4  |    |
| 34 |          | 初效过滤器  | 595*380*520 | G4  | 块  | 90   | 160.4  | 14436    |    |
| 35 |          | 初效过滤器  | 592*592*520 | G4  | 块  | 504  | 167.45 | 84394.8  |    |





|    |          |        |             |     |   |     |        |          |    |
|----|----------|--------|-------------|-----|---|-----|--------|----------|----|
| 36 | 第三住院楼手术室 | 中效过滤器  | 825*355*20  | F6  | 块 | 320 | 80.2   | 25664    |    |
| 37 |          | 中效过滤器  | 1025*355*20 | F6  | 块 | 560 | 80.2   | 44912    |    |
| 38 |          | 中效过滤器  | 525*525*20  | F6  | 块 | 92  | 71.39  | 6567.88  |    |
| 39 |          | 中效过滤器  | 425*225*20  | F6  | 块 | 252 | 71.39  | 17990.28 |    |
| 40 |          | 中效过滤器  | 880*355*20  | F6  | 块 | 4   | 80.2   | 320.8    |    |
| 41 |          | 中效过滤器  | 780*355*20  | F6  | 块 | 12  | 80.2   | 962.4    |    |
| 42 |          | 中效过滤器  | 620*320*90  | F8  | 块 | 36  | 178.91 | 6440.76  |    |
| 43 |          | 中效过滤器  | 592*592*520 | F8  | 块 | 460 | 341.96 | 157301.6 |    |
| 44 |          | 中效过滤器  | 287*592*520 | F8  | 块 | 260 | 248.54 | 64620.4  |    |
| 45 |          | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 28  | 519.11 | 14535.08 |    |
| 46 |          | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 13  | 389.55 | 5064.15  |    |
| 47 |          | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 162 | 415.11 | 67247.82 |    |
| 48 |          | 高效过滤器  | 320*320*220 | H13 | 块 | 13  | 389.55 | 5064.15  |    |
| 49 |          | 高效过滤器  | 510*765*70  | H14 | 块 | 158 | 546.43 | 86335.94 |    |
| 50 |          | 高效过滤器  | 570*610*70  | H14 | 块 | 158 | 542.02 | 85639.16 |    |
| 51 |          | 高效过滤器  | 375*1110*70 | H14 | 块 | 8   | 705.95 | 5647.6   |    |
| 52 |          | 高效过滤器  | 375*1310*70 | H14 | 块 | 8   | 735.04 | 5880.32  |    |
| 53 |          | 高效过滤器  | 500*1310*70 | H14 | 块 | 8   | 794.08 | 6352.64  |    |
| 54 |          | 高效过滤器  | 700*1100*70 | H14 | 块 | 8   | 794.08 | 6352.64  |    |
| 55 | 第三住院楼ICU | 粗效滤网   | 800*330     |     | 块 | 69  | 37.9   | 2615.1   | 回风 |
| 56 |          | 粗效滤网   | 500*500     |     | 块 | 5   | 37.9   | 189.5    | 回风 |
| 57 |          | 粗效滤网   | 400*200     |     | 块 | 27  | 33.49  | 904.23   | 排风 |
| 58 |          | 粗效滤网   | 680*600     |     | 块 | 4   | 37.9   | 151.6    | 新风 |
| 59 |          | 粗效滤网   | 1205*595    |     | 块 | 4   | 54.64  | 218.56   | 新风 |
| 60 |          | 粗效滤网   | 1250*680    |     | 块 | 2   | 54.64  | 109.28   | 新风 |
| 61 |          | 粗效滤网   | 1250*600    |     | 块 | 4   | 54.64  | 218.56   | 新风 |
| 62 |          | 初效过滤器  | 287*592*50  | G4  | 块 | 4   | 80.2   | 320.8    |    |
| 63 |          | 初效过滤器  | 592*592*50  | G4  | 块 | 8   | 80.2   | 641.6    |    |
| 64 |          | 初效过滤器  | 592*592*520 | G4  | 块 | 76  | 167.45 | 12726.2  |    |
| 65 |          | 中效过滤器  | 825*355*20  | F6  | 块 | 138 | 80.2   | 11067.6  |    |
| 66 |          | 中效过滤器  | 525*525*20  | F6  | 块 | 10  | 71.39  | 713.9    |    |
| 67 |          | 中效过滤器  | 425*225*20  | F6  | 块 | 54  | 71.39  | 3855.06  |    |
| 68 |          | 中效过滤器  | 592*592*520 | F8  | 块 | 56  | 341.96 | 19149.76 |    |
| 69 |          | 中效过滤器  | 287*592*520 | F8  | 块 | 22  | 248.54 | 5467.88  |    |
| 70 |          | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 83  | 415.11 | 34454.13 |    |
| 71 |          | 高效过滤器  | 320*320*220 | H13 | 块 | 12  | 389.55 | 4674.6   |    |
| 72 |          | 初效过滤器  | 590*900*300 | G4  | 块 | 6   | 127.79 | 766.74   |    |
| 73 |          | 中效过滤器  | 595*595*500 | F8  | 块 | 2   | 341.96 | 683.92   |    |



|     |             |        |             |     |   |    |        |         |  |
|-----|-------------|--------|-------------|-----|---|----|--------|---------|--|
| 74  | 急诊手术室       | 中效过滤器  | 595*490*500 | F8  | 块 | 2  | 331.38 | 662.76  |  |
| 75  |             | 中效过滤器  | 595*287*500 | F8  | 块 | 2  | 248.54 | 497.08  |  |
| 76  |             | 中效过滤器  | 490*287*500 | F8  | 块 | 1  | 248.54 | 248.54  |  |
| 77  |             | 中效过滤器  | 287*900*500 | F8  | 块 | 1  | 331.38 | 331.38  |  |
| 78  |             | 中效过滤器  | 592*490*320 | F8  | 块 | 3  | 331.38 | 994.14  |  |
| 79  |             | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 块 | 1  | 485.62 | 485.62  |  |
| 80  |             | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 2  | 519.11 | 1038.22 |  |
| 81  |             | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 1  | 389.55 | 389.55  |  |
| 82  |             | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | H10 | 块 | 1  | 389.55 | 389.55  |  |
| 83  |             | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1  | 230.91 | 230.91  |  |
| 84  |             | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 11 | 415.11 | 4566.21 |  |
| 85  |             | 高效过滤器  | 610*305*292 | H13 | 块 | 6  | 750.02 | 4500.12 |  |
| 86  | 计划生育和宫腔镜手术室 | 初效过滤器  | 590*900*300 | G4  | 块 | 6  | 127.79 | 766.74  |  |
| 87  |             | 中效过滤器  | 595*595*500 | F8  | 块 | 2  | 341.96 | 683.92  |  |
| 88  |             | 中效过滤器  | 595*490*500 | F8  | 块 | 2  | 331.38 | 662.76  |  |
| 89  |             | 中效过滤器  | 595*287*500 | F8  | 块 | 2  | 248.54 | 497.08  |  |
| 90  |             | 中效过滤器  | 490*287*500 | F8  | 块 | 1  | 248.54 | 248.54  |  |
| 91  |             | 中效过滤器  | 287*900*500 | F8  | 块 | 1  | 331.38 | 331.38  |  |
| 92  |             | 中效过滤器  | 592*490*320 | F8  | 块 | 3  | 331.38 | 994.14  |  |
| 93  |             | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 块 | 1  | 485.62 | 485.62  |  |
| 94  |             | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 2  | 519.11 | 1038.22 |  |
| 95  |             | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 1  | 389.55 | 389.55  |  |
| 96  |             | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | H10 | 块 | 1  | 389.55 | 389.55  |  |
| 97  |             | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1  | 230.91 | 230.91  |  |
| 98  |             | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 11 | 415.11 | 4566.21 |  |
| 99  |             | 高效过滤器  | 610*305*292 | H13 | 块 | 6  | 750.02 | 4500.12 |  |
| 100 | 急诊CCU       | 初效过滤器  | 590*900*300 | G4  | 块 | 12 | 127.79 | 1533.48 |  |
| 101 |             | 中效过滤器  | 595*595*500 | F8  | 块 | 6  | 341.96 | 2051.76 |  |
| 102 |             | 中效过滤器  | 595*287*500 | F8  | 块 | 6  | 248.54 | 1491.24 |  |
| 103 |             | 中效过滤器  | 287*900*500 | F8  | 块 | 4  | 331.38 | 1325.52 |  |
| 104 |             | 中效过滤器  | 592*490*320 | F8  | 块 | 2  | 331.38 | 662.76  |  |
| 105 |             | 中效过滤器  | 490*287*500 | F8  | 块 | 2  | 248.54 | 497.08  |  |
| 106 |             | 中效过滤器  | 490*490*500 | F8  | 块 | 2  | 331.38 | 662.76  |  |
| 107 |             | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 2  | 389.55 | 779.1   |  |
| 108 |             | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1  | 230.91 | 230.91  |  |
| 109 |             | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 1  | 519.11 | 519.11  |  |
| 110 |             | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 15 | 415.11 | 6226.65 |  |
| 111 |             | 初效过滤器  | 290*595*46  | G4  | 块 | 1  | 80.2   | 80.2    |  |

限  
74



|     |        |        |             |      |   |    |        |          |  |
|-----|--------|--------|-------------|------|---|----|--------|----------|--|
| 112 | 病理科    | 初效过滤器  | 493*595*46  | G4   | 块 | 1  | 80.2   | 80.2     |  |
| 113 |        | 初效过滤器  | 595*595*46  | G4   | 块 | 1  | 80.2   | 80.2     |  |
| 114 |        | 中效过滤器  | 490*592*381 | F8   | 块 | 1  | 331.38 | 331.38   |  |
| 115 |        | 中效过滤器  | 592*592*381 | F8   | 块 | 1  | 331.38 | 331.38   |  |
| 116 |        | 中效过滤器  | 287*592*381 | F8   | 块 | 1  | 248.54 | 248.54   |  |
| 117 |        | 高效过滤器  | 484*484*90  | H13  | 块 | 8  | 302.3  | 2418.4   |  |
| 118 |        | 高效过滤器  | 320*320*90  | H13  | 块 | 5  | 258.23 | 1291.15  |  |
| 119 | 急诊EICU | 初效过滤器  | 592*287*95  | G4   | 块 | 2  | 86.37  | 172.74   |  |
| 120 |        | 初效过滤器  | 592*592*95  | G4   | 块 | 3  | 101.35 | 304.05   |  |
| 121 |        | 初效过滤器  | 595*595*69  | G4   | 块 | 12 | 89.9   | 1078.8   |  |
| 122 |        | 中效过滤器  | 592*287*534 | F8   | 块 | 2  | 248.54 | 497.08   |  |
| 123 |        | 中效过滤器  | 592*492*534 | F8   | 块 | 2  | 331.38 | 662.76   |  |
| 124 |        | 中效过滤器  | 592*592*534 | F8   | 块 | 1  | 341.96 | 341.96   |  |
| 125 |        | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10  | 块 | 1  | 519.11 | 519.11   |  |
| 126 |        | 高效过滤器  | 484*484*150 | H13  | 块 | 2  | 389.55 | 779.1    |  |
| 127 |        | 高效过滤器  | 320*320*150 | H13  | 块 | 8  | 226.5  | 1812     |  |
| 128 | 静配中心   | 初效过滤器  | 287*592*46  | G4   | 块 | 9  | 80.2   | 721.8    |  |
| 129 |        | 初效过滤器  | 592*592*46  | G4   | 块 | 9  | 80.2   | 721.8    |  |
| 130 |        | 中效过滤器  | 592*287*534 | F8   | 块 | 9  | 248.54 | 2236.86  |  |
| 131 |        | 中效过滤器  | 592*592*534 | F8   | 块 | 9  | 341.96 | 3077.64  |  |
| 132 |        | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13  | 块 | 4  | 415.11 | 1660.44  |  |
| 133 |        | 高效过滤器  | 320*320*220 | H13  | 块 | 4  | 389.55 | 1558.2   |  |
| 134 |        | 高效过滤器  | 484*968*90  | H13  | 块 | 3  | 648.66 | 1945.98  |  |
| 135 |        | 高效过滤器  | 412*412*93  | H13  | 块 | 1  | 282.91 | 282.91   |  |
| 136 |        | 高效过滤器  | 630*630*90  | H13  | 块 | 2  | 402.77 | 805.54   |  |
| 137 | 生殖中心   | 初效过滤器  | 475*475*46  | G4   | 块 | 36 | 80.2   | 2887.2   |  |
| 138 |        | 初效过滤器  | 510*445*46  | G4   | 块 | 28 | 80.2   | 2245.6   |  |
| 139 |        | 初效过滤器  | 495*460*46  | G4   | 块 | 16 | 80.2   | 1283.2   |  |
| 140 |        | 初效过滤器  | 495*295*45  | G4   | 块 | 4  | 80.2   | 320.8    |  |
| 141 |        | 初效过滤器  | 475*475*46  | G4活性 | 块 | 36 | 280.27 | 10089.72 |  |
| 142 |        | 初效过滤器  | 510*445*46  | G4活性 | 块 | 24 | 280.27 | 6726.48  |  |
| 143 |        | 中效过滤器  | 475*475*381 | F8   | 块 | 27 | 331.38 | 8947.26  |  |
| 144 |        | 中效过滤器  | 510*445*381 | F8   | 块 | 18 | 331.38 | 5964.84  |  |
| 145 |        | 中效过滤器  | 590*290*450 | F8   | 块 | 9  | 248.54 | 2236.86  |  |
| 146 |        | 中效过滤器  | 595*495*534 | F8   | 块 | 6  | 331.38 | 1988.28  |  |
| 147 |        | 中效过滤器  | 595*295*534 | F8   | 块 | 6  | 248.54 | 1491.24  |  |
| 148 |        | 高效过滤器  | 630*630*90  | H13  | 块 | 40 | 402.77 | 16110.8  |  |
| 149 |        | 高效过滤器  | 484*484*90  | H13  | 块 | 8  | 302.3  | 2418.4   |  |



|     |              |        |             |     |   |    |        |          |  |
|-----|--------------|--------|-------------|-----|---|----|--------|----------|--|
| 150 |              | 高效过滤器  | 320*320*90  | H13 | 块 | 12 | 258.23 | 3098.76  |  |
| 151 |              | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 14 | 415.11 | 5811.54  |  |
| 152 |              | 高效过滤器  | 320*320*220 | H13 | 块 | 4  | 389.55 | 1558.2   |  |
| 153 | 临床医学<br>研究中心 | 初效过滤器  | 592*592*95  | G4  | 块 | 48 | 99.59  | 4780.32  |  |
| 154 |              | 初效过滤器  | 592*287*95  | G4  | 块 | 54 | 95.18  | 5139.72  |  |
| 155 |              | 初效过滤器  | 592*490*95  | G4  | 块 | 24 | 99.59  | 2390.16  |  |
| 156 |              | 初效过滤器  | 600*320*45  | G4  | 块 | 12 | 80.2   | 962.4    |  |
| 157 |              | 初效过滤器  | 500*405*45  | G4  | 块 | 18 | 80.2   | 1443.6   |  |
| 158 |              | 初效过滤器  | 405*395*45  | G4  | 块 | 36 | 80.2   | 2887.2   |  |
| 159 |              | 初效过滤器  | 490*300*46  | G4  | 块 | 6  | 80.2   | 481.2    |  |
| 160 |              | 中效过滤器  | 592*592*534 | F8  | 块 | 32 | 341.96 | 10942.72 |  |
| 161 |              | 中效过滤器  | 592*287*534 | F8  | 块 | 36 | 248.54 | 8947.44  |  |
| 162 |              | 中效过滤器  | 592*490*534 | F8  | 块 | 16 | 331.38 | 5302.08  |  |
| 163 |              | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 6  | 519.11 | 3114.66  |  |
| 164 |              | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块 | 4  | 389.55 | 1558.2   |  |
| 165 |              | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | H10 | 块 | 2  | 485.62 | 971.24   |  |
| 166 |              | 高效过滤器  | 484*484*150 | H13 | 块 | 30 | 389.55 | 11686.5  |  |
| 167 |              | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 2  | 415.11 | 830.22   |  |
| 168 |              | 高效过滤器  | 320*320*150 | H13 | 块 | 8  | 226.5  | 1812     |  |
| 169 |              | 高效过滤器  | 720*480*150 | H13 | 块 | 6  | 620.46 | 3722.76  |  |
| 170 | 肝病实验<br>室    | 初效过滤器  | 505*505*45  | G4  | 块 | 1  | 80.2   | 80.2     |  |
| 171 |              | 初效过滤器  | 635*505*45  | G4  | 块 | 1  | 80.2   | 80.2     |  |
| 172 |              | 初效过滤器  | 592*287*95  | G4  | 块 | 3  | 95.18  | 285.54   |  |
| 173 |              | 初效过滤器  | 592*592*95  | G4  | 块 | 2  | 99.59  | 199.18   |  |
| 174 |              | 中效过滤器  | 592*287*534 | F8  | 块 | 3  | 248.54 | 745.62   |  |
| 175 |              | 中效过滤器  | 592*592*534 | F8  | 块 | 2  | 341.96 | 683.92   |  |
| 176 |              | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 1  | 519.11 | 519.11   |  |
| 177 |              | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块 | 1  | 389.55 | 389.55   |  |
| 178 |              | 高效过滤器  | 484*484*150 | H13 | 块 | 6  | 389.55 | 2337.3   |  |
| 179 |              | 高效过滤器  | 320*320*150 | H13 | 块 | 4  | 226.5  | 906      |  |
| 180 | 影像楼          | 初效过滤器  | 592*592*95  | G4  | 块 | 2  | 99.59  | 199.18   |  |
| 181 |              | 初效过滤器  | 592*287*95  | G4  | 块 | 3  | 95.18  | 285.54   |  |
| 182 |              | 初效过滤器  | 592*490*95  | G4  | 块 | 4  | 99.59  | 398.36   |  |
| 183 |              | 中效过滤器  | 592*490*534 | F8  | 块 | 4  | 331.38 | 1325.52  |  |
| 184 |              | 中效过滤器  | 592*287*534 | F8  | 块 | 3  | 248.54 | 745.62   |  |
| 185 |              | 中效过滤器  | 592*592*534 | F8  | 块 | 2  | 341.96 | 683.92   |  |
| 186 |              | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 4  | 519.11 | 2076.44  |  |
| 187 |              | 高效过滤器  | 320*320*150 | H13 | 块 | 4  | 226.5  | 906      |  |



|     |        |       |             |     |   |    |        |         |  |
|-----|--------|-------|-------------|-----|---|----|--------|---------|--|
| 188 |        | 高效过滤器 | 484*484*150 | H13 | 块 | 5  | 389.55 | 1947.75 |  |
| 189 |        | 高效过滤器 | 435*435*69  | H14 | 块 | 11 | 237.08 | 2607.88 |  |
| 190 |        | 高效过滤器 | 600*435*69  | H14 | 块 | 11 | 254.71 | 2801.81 |  |
| 191 | PICU   | 初效过滤器 | 592*592*95  | G4  | 块 | 1  | 99.59  | 99.59   |  |
| 192 |        | 初效过滤器 | 592*492*95  | G4  | 块 | 2  | 99.59  | 199.18  |  |
| 193 |        | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8  | 块 | 1  | 341.96 | 341.96  |  |
| 194 |        | 中效过滤器 | 592*492*534 | F8  | 块 | 2  | 331.38 | 662.76  |  |
| 195 | 临床检验中心 | 初效过滤器 | 595*595*46  | G4  | 块 | 16 | 80.2   | 1283.2  |  |
| 196 |        | 初效过滤器 | 493*390*46  | G4  | 块 | 2  | 80.2   | 160.4   |  |
| 197 |        | 初效过滤器 | 592*390*46  | G4  | 块 | 5  | 80.2   | 401     |  |
| 198 |        | 初效过滤器 | 595*290*46  | G4  | 块 | 9  | 80.2   | 721.8   |  |
| 199 |        | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8  | 块 | 2  | 341.96 | 683.92  |  |
| 200 |        | 中效过滤器 | 287*592*534 | F8  | 块 | 2  | 248.54 | 497.08  |  |
| 201 |        | 高效过滤器 | 350*350*220 | H13 | 块 | 15 | 389.55 | 5843.25 |  |
| 202 |        | 高效过滤器 | 260*260*220 | H13 | 块 | 12 | 222.98 | 2675.76 |  |
| 203 | 发热门诊   | 初效过滤器 | 390*310*46  | G4  | 块 | 1  | 85.14  | 85.14   |  |
| 204 |        | 初效过滤器 | 240*190*46  | G4  | 块 | 2  | 80.73  | 161.46  |  |
| 205 |        | 初效过滤器 | 310*190*46  | G4  | 块 | 1  | 83.38  | 83.38   |  |
| 206 |        | 初效过滤器 | 592*592*95  | G4  | 块 | 6  | 99.59  | 597.54  |  |
| 207 |        | 初效过滤器 | 592*287*95  | G4  | 块 | 2  | 86.37  | 172.74  |  |
| 208 |        | 初效过滤器 | 592*490*95  | G4  | 块 | 3  | 99.59  | 298.77  |  |
| 209 |        | 中效过滤器 | 390*310*20  | F8  | 块 | 1  | 85.14  | 85.14   |  |
| 210 |        | 中效过滤器 | 240*190*20  | F8  | 块 | 2  | 80.73  | 161.46  |  |
| 211 |        | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8  | 块 | 6  | 341.96 | 2051.76 |  |
| 212 |        | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8  | 块 | 2  | 248.54 | 497.08  |  |
| 213 |        | 中效过滤器 | 592*490*534 | F8  | 块 | 3  | 331.38 | 994.14  |  |
| 214 |        | 高效过滤器 | 592*592*292 | H13 | 块 | 4  | 519.11 | 2076.44 |  |
| 215 |        | 高效过滤器 | 592*287*292 | H13 | 块 | 2  | 389.55 | 779.1   |  |
| 216 |        | 高效过滤器 | 320*320*70  | H13 | 块 | 11 | 186.84 | 2055.24 |  |
| 217 |        | 高效过滤器 | 810*320*70  | H13 | 块 | 8  | 262.64 | 2101.12 |  |
| 218 |        | 高效过滤器 | 484*484*70  | H13 | 块 | 3  | 237.08 | 711.24  |  |
| 219 |        | 高效过滤器 | 484*484*90  | H13 | 块 | 4  | 302.3  | 1209.2  |  |
| 220 |        | 高效过滤器 | 320*320*90  | H13 | 块 | 15 | 258.23 | 3873.45 |  |
| 221 | 儿科血液专科 | 初效过滤器 | 595*492*46  | G4  | 块 | 8  | 80.2   | 641.6   |  |
| 222 |        | 中效过滤器 | 592*490*534 | F8  | 块 | 8  | 331.38 | 2651.04 |  |
| 223 |        | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 4  | 415.11 | 1660.44 |  |
| 224 |        | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 块 | 15 | 389.55 | 5843.25 |  |
| 225 |        | 初效过滤器 | 592x490x46  | G4  | 块 | 2  | 89.9   | 179.8   |  |



|                                                                  |                                                                                |        |             |     |   |   |        |         |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|---|---|--------|---------|--|
| 226                                                              | 供应室                                                                            | 中效过滤器  | 592x490x360 | F8  | 块 | 1 | 331.38 | 331.38  |  |
| 227                                                              |                                                                                | 亚高效过滤器 | 592x490x290 | H10 | 块 | 1 | 485.62 | 485.62  |  |
| 228                                                              |                                                                                | 高效过滤器  | 320*320*90  | H13 | 块 | 2 | 258.23 | 516.46  |  |
| 229                                                              |                                                                                | 高效过滤器  | 480*480*220 | H13 | 块 | 4 | 498.84 | 1995.36 |  |
| 230                                                              | 烧伤病房                                                                           | 初效过滤器  | 592*492*95  | G4  | 块 | 1 | 99.59  | 99.59   |  |
| 231                                                              |                                                                                | 初效过滤器  | 595*595*69  | G4  | 块 | 1 | 89.9   | 89.9    |  |
| 232                                                              |                                                                                | 初效过滤器  | 595*295*69  | G4  | 块 | 1 | 89.9   | 89.9    |  |
| 233                                                              |                                                                                | 中效过滤器  | 592*492*534 | F8  | 块 | 1 | 331.38 | 331.38  |  |
| 234                                                              |                                                                                | 高效过滤器  | 484*484*220 | H13 | 块 | 1 | 415.11 | 415.11  |  |
| 235                                                              |                                                                                | 高效过滤器  | 320*320*220 | H13 | 块 | 6 | 389.55 | 2337.3  |  |
| 236                                                              | 成交供应商需组织专门的、具备相应检测资质的第三方检测机构对第三住院楼手术室净化区域相关洁净参数进行正式检测，并提供正式的合格检测报告，费用由成交供应商承担。 |        |             |     |   |   |        |         |  |
| <div> <div>合计：大写：壹佰贰拾叁万圆整</div> <div>小写：1230000.00元</div> </div> |                                                                                |        |             |     |   |   |        |         |  |

供应商名称: 溧阳和为医疗管理服务有限公司