

一、项目基本情况

项目编号：0773-2541GNGZHWGK37

项目名称：贵州大学化学试剂、生物试剂及实验耗材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1500000.00

最高限价（元）：[标包 1:1495300.00](#)

采购需求：

标项 1

标项名称：贵州大学化学试剂、生物试剂及实验耗材采购项目

数量：1

预算金额（元）：1500000.00

简要规格描述：氘代三氟乙酸 10 瓶、九水硫化钠 3 瓶、硫酸钾 6 瓶等。（具体详见采购文件）

备注：

合同履行期限：合同签订后 30 个日历日内完成供货并达到验收条件、交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项 1:否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项 1:本项目专门面向中小企业采购，供应商提供的全部货物须为中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（符合政策要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小（微）企业）。

3.申请人的一般资格要求：

标项 1：

（1）一般资格要求

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的2023或2024年度完整的财务报告，或其开户银行2025年以来出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经

审计的财务报告，可以提供银行2025年以来出具的资信证明。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）。

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2024年6月至今任意连续三个月，新成立不足3个月的公司提供成立至今月份缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法无须缴纳的提供相关证明材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：a.供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；b.根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

4.本项目的特定资格要求：

标项 1：无。

三、评审办法

本项目采用 最低评标价法 进行评审。

四、采购需求及技术、商务要求

第一节 采购需求及技术要求

核心产品：无

序号	名称	主要性能/技术指标/规格要求	单位	数量
1	氘代三氟乙酸	(D,99.5%)+TMS(0.03%), GR, 25g	瓶	10
2	九水硫化钠	99.9%metaLsbasis,500g	瓶	3
3	2,7-二溴苊	97%, 5g	瓶	1
4	硫酸钾	≥99.0%,AR,500g	瓶	6

5	丙酸	99%,GR,500mL	瓶	1
6	2-(二环己基膦基)联苯	98%, 10g	瓶	2
7	1,2,4-三氮唑	99%,500g	瓶	2
8	无定型二氧化硅	500g, AR≥99.5%	瓶	7
9	铂八乙基卟啉	95%, 100mg	瓶	2
10	甲烷磺酸	≥99.5% (T) 1mL	瓶	3
11	3-氨基-1,2-丙二醇	98%(NMR), 100g	瓶	6
12	N,N-二甲基丙烯基脲	99%, 100g	瓶	5
13	硫酸镍六水合物(II)	≥98%, AR, 100G	瓶	14
14	1,10-二溴癸烷	98%, 50g	瓶	2
15	三氯化茚基锆(IV)	IndenylZirconium(IV)trichloride, 95%, 1g	瓶	1
16	2-甲基苯并咪唑	98%, 25g	瓶	2
17	克酮酸	98%, 5g	瓶	7
18	2,4-二甲氧基苯乙酮	97%, 100g	瓶	9
19	甲基三氧化铯(VII)	98%, 1g	瓶	3
20	3,5-二甲氧基苯甲醛	98%, 100g	瓶	4
21	1-溴-3-氯丙烷	99%, 50g	瓶	10
22	碱性氧化铝	200-300mesh, 500g	瓶	10
23	5'-三磷酸腺苷水合物	98%, 5g	瓶	3
24	二叔丁基膦基二茂铁四氟硼酸盐	98%, 25g	瓶	6
25	硫代苯甲酰胺	98%, 5g	瓶	4
26	2-氯苯乙胺	98%, 500g	瓶	1
27	N-甲基-4-哌啶甲酸甲酯	97%, 5g	瓶	2
28	三(二亚苄基丙酮)二钯	98%, 25g	瓶	12
29	4-溴哌啶氢溴酸盐	97%, 1g	瓶	10
30	3-氟苯乙胺	99%, 50g	瓶	2
31	2-金刚烷酮-5-甲酸	98%, 10g	瓶	8
32	邻氟苯乙胺	98%, 1g	瓶	2
33	对氟苯硫酚	98%, 100g	瓶	1
34	吡啶-4-乙酸甲酯	99%, 5g	瓶	5
35	2-氨基甲基吡啶	98%, 50g	瓶	10
36	二叔丁基环己基膦四氟硼酸盐	98%, 5g	瓶	2
37	噻吩-2-甲酸	98%, 250g	瓶	6
38	2-氯噻吨酮	98%, 25g	瓶	2
39	1,2-亚乙基硫脲	98%, 100g	瓶	2
40	蒽醌	98%, 500g	瓶	2
41	2-(羟甲基)蒽	98%, 5G	瓶	1
42	1,3-二氯-2-碘苯	98%, 50g	瓶	5
43	邻氯苯硫酚	99%, 100g	瓶	10

44	二(五甲基环戊二烯基)六 氟磷酸钴(III),98%	98%, 1g	瓶	2
45	2,4-二氯苯氧乙酸	97%, 100g	瓶	2
46	3-氨基吡啶	99%, 50g	瓶	10
47	无水焦磷酸钠	99%, 500g	瓶	2
48	叔丁醇钾	98%, 500g	瓶	1
49	2-羟基喹啉	97%, 100g	瓶	3
50	恶霉灵	97%, 100g	瓶	9
51	3-氨基-1-丙醇	98%, 25mL	瓶	2
52	N-(3-三氟甲基苯基)邻氨 基苯甲酸	98%, 25G	瓶	1
53	Boc-D-脯氨酸	98%, 500g	瓶	3
54	氯铬酸吡啶盐	98%, 500g	瓶	5
55	无水氯化钙	500g, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	2
56	芦丁水合物	98%, 100g	瓶	2
57	石英砂	500g, AR≥99%,20 瓶/箱	箱	3
58	2-金刚烷酮	98%, 500g	瓶	2
59	紫檀芪	98%, 100g	瓶	1
60	Boc-L-脯氨酸	99%, 100g	瓶	1
61	霉酚酸	98%, 100g	瓶	1
62	2-巯基咪唑	98%, 100g	瓶	6
63	3,5-二甲氧基苯甲酸	98%, 25g	瓶	3
64	莽草酸	99%, 25g	瓶	10
65	噻唑-4-甲酸	98%, 100g	瓶	1
66	4,4-二甲基-3-氨基硫脲	98%, 5g	瓶	5
67	咪唑-1-乙酸	98%, 100g	瓶	1
68	碳酸氢钠	500g, AR≥99%, 20 瓶/箱	箱	5
69	N-甲基吡咯烷酮	99%, 100mL	瓶	10
70	2-哌啶甲酸甲酯	98%, 25g	瓶	3
71	4-氯苯硫酚	98%, 500g	瓶	1
72	亚磷酸三乙酯	98%,500mL	瓶	2
73	8-羟基喹啉锂	97%, 1g	瓶	2
74	5'-三磷酸腺苷二钠盐水合 物	98%, 5g	瓶	5
75	无水碳酸钾	500g, AR≥99.5%	瓶	1
76	1,3-二溴-2-碘苯	98%, 25g	瓶	2
77	石胆酸	98%, 100g	瓶	3
78	DL-α-硫辛酸	98%, 50g	瓶	1
79	2-糠酸	99%, 500g	瓶	1
80	钼酸钠二水合物	99%, 25g	瓶	2
81	碘化亚铜	98%, 100g	瓶	4
82	2-(三氟甲基)苯酰氯	97%,100g	瓶	3
83	3-氯噻吩	98%, 50g	瓶	1

84	六溴铟(III)酸钠	98%, 5g	瓶	2
85	亚麻酸	85%, 50mL	瓶	1
86	双(2,2,6,6,-四甲基-3,5-庚二酮酸)镁	98%, 5g	瓶	1
87	硅酸二钙	95%, 100g	瓶	1
88	氯亚铂酸钾	试剂级, 98%, 200mg	瓶	9
89	第威德合金	试剂级, 100g	瓶	2
90	间羟基苯甲醛	97%, 100g	瓶	5
91	钯粉	试剂级, 99.5%, 200mg	瓶	1
92	间氟苯甲酰氯	99%, 50g	瓶	2
93	4-氯硫代苯甲酰胺	98%, 100g	瓶	1
94	2-甲基吡啶	98%, 25g	瓶	5
95	(1,1'-双(二苯基磷)二茂铁)四羰基铬	99%, 1g	瓶	12
96	(1,1'-双(二苯基磷)二茂铁)二氯化镍	97%, 1g	瓶	1
97	维生素 B1	99%, 50g	瓶	3
98	4-甲氧基苯乙酸甲酯	97%, 5g	瓶	10
99	3-氯苯硫酰胺	97%, 10g	瓶	2
100	4-甲基氯苄	98%, 500g	瓶	1
101	二氧化铂	99%, Pt83%, 5g	瓶	4
102	二甲基硅油	500mL, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	3
103	3',5'-二甲氧基苯乙酮	98%, 10g	瓶	1
104	R-(-)-硫辛酸	98%, 5g	瓶	1
105	碱性氧化铝 (200-300 目)	500g, AR≥99.5%	瓶	10
106	1-(4-羟基苯基)哌嗪	98%, 50g	瓶	2
107	(1,5-环辛二烯)2,4-戊二酮铑(I)	99%, 250mg	瓶	1
108	三溴化吡啶鎓	92%, 500g	瓶	3
109	柱层析硅胶	200-300 目, AR, 1kg/袋, 10 袋/箱	箱	56
110	和厚朴酚	98%, 10g	瓶	1
111	磷酸氢二钠	500g, AR≥99.5%	瓶	10
112	尿素	500g, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	2
113	对甲苯磺酸一水合物	98%, 500g	瓶	2
114	甘草酸	95%(UV), 50g	瓶	3
115	(1,5-环辛二烯)二氯化钯(II)	Pd37.3%, 200mg	瓶	5
116	甲酸钠	500g, AR≥99.5%	瓶	2
117	玉米蛋白	蛋白≥60%, N≥12%, 250g	瓶	1
118	1-异丙基哌嗪	99%, 50g	瓶	5
119	D-氨基葡萄糖盐酸盐	98%, 500g	瓶	2
120	(1,5-环辛二烯)二氯化铂	Pt51.6-52.6%, 250mg	瓶	7

	(II)			
121	三氧化铬	99.5%, AR, 500g	瓶	1
122	1,6-二溴苊	98%, 100g	瓶	5
123	(1,5-环辛二烯)二碘铂(II)	35%Ptbasis, 250mg	瓶	9
124	(1,5-环辛二烯)氯铈(I)二聚体	98%, 250mg	瓶	5
125	(2'-氨基-1,1'-联苯-2-基)甲磺酰钡(II)二聚体	98%, 250mg	瓶	4
126	(2,2'-联吡啶)二氯化钡(II)	98%, 250mg	瓶	1
127	2-氯乙酰乙酸乙酯	98%, 25g	瓶	10
128	硫酸铜(II)五水合物	99%, 500g	瓶	2
129	(S)-(-)-1-(1-萘基)乙胺	98%, 25g	瓶	3
130	4-(9H-咔唑-9-基)苯硼酸	98%, 10g	瓶	9
131	2-羟基萘	98%, 500g	瓶	3
132	2,6-二氟碘苯	98%, 5g	瓶	1
133	无水硫酸钠	500g, AR≥99.5%,20 瓶/箱	箱	8
134	碱式碳酸铜	54-57wt%Cubasi, 500g	瓶	3
135	亚氨基芪	98%, 500g	瓶	7
136	1,3-二苯基异苯并呋喃	99%, 1g	瓶	5
137	噻吩	99%, 25g	瓶	5
138	4-三氟甲基苯乙酸	99%, 5g	瓶	5
139	4-甲基苯基乙酸乙酯	97%, 10g	瓶	1
140	α,α -二氯二苯甲烷	98%, 25G	瓶	6
141	4-甲氧基苯硫酚	98%, 5g	瓶	10
142	氘代 DMSO-D ₆	(D,99.8%)+TMS(0.03%),25g	瓶	2
143	氘代氯仿	(D,99.8%)+TMS(0.03%), 100g	瓶	2
144	聚乙撑二氧噻吩-聚(苯乙烯磺酸盐)	1.5%inwater, 粘度≤350, 100g	瓶	6
145	四(三苯基膦)钯	99%, Pd9%min(powder) , 5g	瓶	1
146	双(三苯基膦)二氯化钯	98%, 15%Pd, 1g	瓶	3
147	四氯化钛	99.99%metaLsbasis, 100g	瓶	1
148	吩噻嗪	99%, 50g	瓶	9
149	乙二醇丙二醇嵌段共聚物	颗粒蜡状, 250g	瓶	5
150	醋酸钯	99%, Pd46.0-48.0% (powder) , 25g	瓶	3
151	GF254	500gAR≥99.5%, 10 瓶/箱	箱	34
152	(R)-1-(1-萘基)乙胺	98%, 25g	瓶	2
153	氯化铜, 无水	98%, 250g	瓶	1
154	甘草亭酸	97%, 100g	瓶	6
155	2-氯烟酸	98%, 200g	瓶	1
156	N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐	99%, GR, 25g	瓶	6

157	利巴韦林	98%, 100g	瓶	1
158	2-溴乙烷磺酸钠	98%, 100g	瓶	4
159	甲酸铵	99%, HPLC, 250g	瓶	10
160	无水氯化钠	500g, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	5
161	聚(丙烯胺盐酸盐)	98%, 分子量 15000, 500g	瓶	2
162	1,3,5-三甲基苯	99%, GR, 100mL	瓶	1
163	无水氯化铵	500g, AR≥99.5%,20 瓶/箱	箱	8
164	醋酸锌	500mL, AR≥99.5%	瓶	1
165	氟化铯	99.5%(metaLsbasis), 25g	瓶	1
166	磷酸二氢钠	500g, AR≥99.5%	瓶	15
167	乙酸钾	99.5%, AR, 500g	瓶	8
168	4,7-二氮杂吡啶	98%, 5g	瓶	5
169	次亚磷酸钠一水合物	98%,100g	瓶	1
170	吡啶[1,2-A]吡嗪	97%, 1g	瓶	2
171	2-溴吡嗪	97%, 5g	瓶	6
172	辛酸	99%, 500mL	瓶	1
173	1-萘酚	99%, 25g	瓶	5
174	三氯化铁六水合物	≥99.0%, 500g	瓶	1
175	4-甲氧基苯甲醛二甲缩醛	98%, 100g	瓶	1
176	氯化钒(III)	97%, 5g	瓶	5
177	柠檬酸, 无水	99.5%, AR, 500g	瓶	1
178	重水-D ₂ (氧化氘)	(D,99.9%), GR, 25g	瓶	10
179	联乙酰一肟	98%, 100g	瓶	1
180	三氯化铁	anhydrous, 98%, 500g	瓶	5
181	海藻酸钠	100g≥95%	瓶	10
182	1,4-二乙酰-2,5-哌嗪二酮	98%, 25g	瓶	2
183	4,7-二溴-5-氟-2,1,3-苯并噻二唑	98%,1g	瓶	1
184	硅胶粉 300-400 目	300-400 目, AR, 1kg/袋, 10 袋/箱	箱	30
185	羧甲基纤维素钠	500g, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	10
186	二氧化硅	500g, AR≥99.5%,40-80 目, 20 瓶/箱	箱	2
187	氯化钾	500g, AR≥99.5%,20 瓶/箱	箱	2
188	碳酸铯	99.9%, 100g	瓶	5
189	氨基硫脲	98%, 25g	瓶	1
190	碳酸氢钾	500g, AR≥99.5%, 20 瓶/箱	箱	3
191	六烷基钼	98%, GR, 5g	瓶	10
192	乙酸铜	99.99%, tracemetals basis, 25G	瓶	4
193	2,2'-联吡啶	99%, AR, 100g	瓶	2
194	六氯铂(IV)酸	99.9%, Pt:47%, 1g	瓶	4
195	三苯基膦	99%, 100g	瓶	1

196	氯化铟	99.9%, metaLsbasis,25g	瓶	1
197	磷酸氢二铵	500g, AR≥99.5%	瓶	5
198	2-氨基-4-甲基苯甲酰胺	95%, 1g	瓶	1
199	油酸	试剂级, 500mL	瓶	1
200	5-氨基水杨酸	98%, 500g	瓶	6
201	盐酸羟胺	99%, 500g	瓶	1
202	分子筛,4A	2mm-3mm, 干燥剂用, 500g	瓶	1
203	碳酸钠	500g, AR≥99.5%	瓶	15
204	三(羟甲基)氨基甲	99.9%, 生物技术级, 100g	瓶	1
205	硫代硫酸钠	99%, 水分≤1.0%,250g	瓶	5
206	乙二醇	试剂级, 98%,500mL	瓶	1
207	乙酸铵	98%,500g	瓶	2
208	碘化钾	99%,100g	瓶	2
209	槲皮素	96%, 10g	瓶	2
210	2-(3-氯苯基)乙胺	98%, 100g	瓶	1
211	磷酸二氢铵	500g, AR≥99.5%	瓶	5
212	氨基葡萄糖盐酸盐	500g, ≥95%	瓶	4
213	吐温-80	500mL/瓶, 纯度: OLEicacidapprox.70%, RT, 20 瓶/箱	箱	2
214	四甲基罗丹明-氨基	1mg	瓶	1
215	1,3-丙二醇	>99.0%, 生物技术级, 50g	瓶	1
216	1,3-二甲基脲	98%, 生物技术级, 100g	瓶	6
217	1,4-二硫代苏糖醇	99%, 生物技术级, 1g	瓶	1
218	1,4-哌嗪二乙磺酸单钠	99%, 生物技术级, 5g	瓶	1
219	2'-脱氧腺苷	99%, 生物技术级, 5g	瓶	8
220	2-(N-吗啉代)乙烷磺酸	99%, 生物技术级, 10g	瓶	5
221	Trisbase	500g/瓶, 生物技术级, RT	瓶	2
222	2-(N-环己氨基)乙磺酸	99%, 生物技术级, 10g	瓶	1
223	2-脱氧-D-核糖	生物技术级, 1g	瓶	1
224	2'-脱氧鸟苷水合物	99%, 生物技术级, 500mg	瓶	1
225	核酸污染去除剂	250mL/瓶, 纯度: 生物技术级	盒	10
226	3,3',5,5'-四甲基联苯胺	99%, 生物技术级, 1g	瓶	1
227	3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐	>99.0%, 生物技术级, 1g	瓶	1
228	3,3',5,5'-四甲基联苯胺盐酸盐	>99.0%, 生物技术级, 1g	瓶	6
229	3-(N-吗啡啉)丙磺酸	99%, 生物技术级, 25g	瓶	1
230	5'-尿苷酸二钠	99%, 生物技术级, 1g	瓶	1
231	5'-胞苷三磷酸二钠	98%, 生物技术级, 250mg	瓶	5
232	5'-胞苷二磷酸钠盐二水合物	99%, 生物技术级, 1g	瓶	1
233	琼脂糖, 低熔点	25G/瓶, 凝胶强度	瓶	2

		≥200g/cm-2(1%GeL),		
234	吐温-20	500mL/瓶, 纯度: 96%, RT, 20 瓶/箱	箱	6
235	胆石酸 (LCA)	5g, 98%	瓶	2
236	壳聚糖	脱乙酰度 50%, 100g	瓶	2
237	氨苄青霉素钠	25g, RT≥95%	瓶	3
238	壳四糖四盐酸盐水合物	95%, 5mg	瓶	5
239	低粘度壳聚糖	100g/瓶, 10mg/mL, 1%乙酸, RT≥95%	瓶	1
240	壳寡糖	分子量≤2000, 25g	瓶	1
241	CoSO ₄ ·7H ₂ O	500g, AR, 99.5%	瓶	8
242	N,N',N'',N''',N''''-五乙酰基 壳五糖	97%, 10mg	瓶	1
243	低聚壳聚糖	Mw:800-1000100g	瓶	6
244	脱氧胆酸钠	10g, 95%	瓶	3
245	N,N',N''-三乙酰基壳三糖	95%, 10mg	瓶	1
246	N,N',N'',N'''-四乙酰基壳四 糖	98%, 10mg	瓶	8
247	硫酸铝钾无水	99.0%, 100g	瓶	5
248	壳三糖三盐酸盐水合物	93%, 5mL	瓶	5
249	茶氨酸	25g, 98%	瓶	3
250	中性树胶	500g, AR≥99.5%	瓶	1
251	硫酸卡那霉素	5g, RT	瓶	10
252	咖啡碱标准品	250mg, AR≥99.9%	瓶	4
253	壳五糖五盐酸盐水合物	95.0%, 5mg	瓶	3
254	福林酚试剂	500mL, RT	瓶	6
255	亚硒酸钠五水合物	98%, 25g	瓶	1
256	花生酸	99%(GC), 5g	瓶	5
257	蛋黄卵磷脂	10g, BR	瓶	13
258	NiLeRed 尼罗红	100mg, BR	瓶	3
259	<i>L</i> - (+) 阿拉伯糖	10g, 95%, RT	瓶	5
260	1-十九烯	95%, 1g	瓶	6
261	中性红	99%, 生物技术级, 5g	瓶	1
262	IPTG	25g, RT≥95%	瓶	2
263	α-环糊精	98%, 生物技术级, 1g	瓶	1
264	<i>L</i> -天冬氨酸	99%, 生物技术级, 250g	瓶	1
265	MnCL ₂	100g, RT≥95%	瓶	2
266	<i>L</i> -丝氨酸	99%, 生物技术级, 100g	瓶	1
267	<i>L</i> -亮氨酸	99%, 生物技术级, 100g	瓶	5

268	钾、钠、氯配套试剂 (AB液)	标准液 A: 350mL: Na ⁺ : 150mmol/L, K ⁺ :5.0mmol/L, Cl ⁻ : 115.0mmol/L, Ca ²⁺ :0.9mmol/L, Li ⁺ : 0.3mmol/L; 标准液 B: 85mL:Na ⁺ : 100mmol/L, K ⁺ :1.8mmol/L, Cl ⁻ : 72.0mmol/L, Ca ²⁺ :1.5mmol/L, Li ⁺ : 0.3mmol/L; 液体型 500mL	瓶	2
269	血清总蛋白测定试剂盒 (双缩脲法)	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)由 NaOH: 0.6mmol/L; 酒石酸钾钠: 32mmol/L; 碘化钾: 20mmol/L; 硫酸铜: 12mmol/L; 基本参数: 试剂空白吸光度: A≤0.20(光径 1cm, 37°C, 波长 540nm); 准确度: 相对偏差≤10%; 重复性: 变异系数 CV%≤5%; 批间差≤10%; 灵敏度: 波长 540nm, 光径 1cm, 测试 10g/L 总蛋白时, 吸光度差值应在 0.02~0.08 范围内; 线性范围: 在(5~100)g/L 范围内: 线性相关系数(r)应≥0.990。 液体双剂型 400mL	盒	1
270	血清钙测定试剂盒 (甲基麝香草酚蓝比色法)	R1: 甲基麝香草酚蓝、聚乙烯吡咯烷酮、8-羟基喹啉、浓硫酸; R2: 二乙胺。 液体双剂型 210mL	盒	2
271	蛋白胨	生化试剂 250g/瓶	瓶	5
272	抗双链 DNA 抗体检测试剂盒(胶体金标记免疫斑点渗滤法)	40 人份	盒	3
273	庆大霉素	1g/瓶	瓶	2
274	葡萄糖	20 支/盒	盒	1
275	血液基因组 DNA 提取试剂盒	50 次装: 裂解液 GHL 20mL、缓冲液 GDA 25mL、漂洗液 PWD 20mL、ProteinaseK 1mL、磁珠悬浮液 G 1mL、洗脱缓冲液 TB 15mL	盒	1
276	马铃薯葡萄糖琼脂培养基	250g	瓶	2

277	流感嗜血杆菌培养基	蛋白胨: 23.0, 可溶性淀粉: 1.0, 氯化钠: 5.0, 琼脂: 20.0, 脱纤维羊血: 5%, pH: 7.3±0.2 (25°C)	个	1
278	快速革兰染液 (龙胆紫液)	4×250 mL/盒	盒	2
279	E-Z 清洁液	去除细菌和病毒使用。100mL/瓶	瓶	1
280	ProCLin300	含量 3.0-3.6%。400mL	瓶	1
281	溴甲酚紫牛乳培养基/紫牛乳培养基	pH: 6.8±0.2 (25°C) 250g/瓶	瓶	3
282	引物 2-F	GC50-60% AT40-50% 4OD, 定制引物 S3: GTTTTTTAAAAAGA AAAGATAAAAATG	份	1
283	弧菌鉴定微量生化管	9 种×15 支	盒	1
284	RNaseFree-ddH ₂ O	10mL/管	管	1
285	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	pH: 7.3±0.2。250g	瓶	4
286	阿拉伯树胶	500g, 99.5%	瓶	1
287	淫羊藿次苷对照品	HPLC98%, 20mg/支, 分析标准品	支	2
288	隐血 (FOB) 试纸	100tests	盒	1
289	DAB 显色试剂盒 (20X)	2*10mL	盒	1
290	芽孢染色液	3X20mL	盒	5
291	墨汁染色液	10mL/支	支	2
292	V+X 因子	20 片/瓶	瓶	5
293	牛蒡子苷	纯度>98%, 20mg/支, 分析标准品	支	1
294	龙脑对照品	20mg/瓶	瓶	1
295	支原体培养药敏检测卡	20 人/盒	盒	2
296	血琼脂平板	90mm	个	20
297	抗 A 抗 B 血型定型试剂	抗 A、抗 B 各 1 支 塑料瓶 2 支/盒, 10mL/支	盒	1
298	弗氏完全佐剂	P2036-50mL	瓶	1
299	营养琼脂平板	90mm	个	10
300	抗人球蛋白检测卡抗人球蛋白检测卡新生儿溶血病胎 (婴儿)	12 卡/盒	盒	1
301	HSP60PoLycLonaLantibody	100μL/支	支	1

302	卵黄亚碲酸钾增菌液	30%卵黄盐水 20.83mL 和 1% 亚碲酸钾溶液 4.17mL 5mL*5/盒	盒	6
303	DNA 提试剂盒	20 次	份	1
304	抗核抗体谱（IgG）检测试 剂盒（欧盟印迹法）	抗 nRNP/Sm、Sm、SS-A(天然 SS-A 和 Ro-52)、SS-B、 ScL-70、PM-ScL、Jo-1、 CENPB、PCNA、dsDNA、核 小体、组蛋白、核糖体 P 蛋白 和 AMAM2 共 14 种不同抗原 IgG 类抗体组成 16 人份	盒	1
305	葡萄糖蛋白胨水	含量 99%，250g	瓶	5
306	过氧化物酶（POD）	100mg/支（RZ>3,活性 ≥300u/mg）	支	2
307	琼脂糖	0.5%~2% 25g/瓶	瓶	1
308	抗体筛选红细胞试剂盒	5mL/支(I号、II号、III号细胞/ 盒)	盒	1
309	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉 汤（LST）	98%, 250g	瓶	10
310	REGULARAGAROSEG-1 0 琼脂糖	YZQZT-100g	瓶	1
311	吴茱萸次碱对照品	100mg/支	支	1
312	葡萄球菌生化编码鉴定管	16 种×10 支	盒	4
313	抗人 CD4-FITC	检测和分析 CD4 分子。25uL/ 瓶	瓶	1
314	葡萄糖粉剂	20g*18 包/袋	袋	2
315	引物 9	DXS6804-F:5'—CCCAGATA TTTTGACCACCA—3'	O D	6
316	红霉素纸片	20 片/瓶（15ug/片）	瓶	5
317	乳酸杆菌选择性培养基	250g	瓶	5
318	PBS 瓶装	500mL/瓶	瓶	2
319	FITC 标记荧光抗体（兔抗 人 IgG 血清）	bs-0297R-FITC 1mL	支	6
320	卡那霉素	100mg/mL, 10mL	瓶	1
321	咖啡因对照品	100mg/支	支	1
322	沙氏琼脂干粉	500 克	瓶	5
323	TBS	5*1L	包	1
324	溶酶菌	1g	瓶	2
325	非发酵细菌生化编码鉴定 管	11 种×10 支	盒	1
326	肠杆菌科细菌生化编码鉴 定管	11 种×15 支	盒	8

327	茶碱	碱含量 0.002%-0.004%, 100mg/支	支	5
328	参比内充液(离子选择性 电极法)	电极内充液的作用：为 K ⁺ 、 Na ⁺ 、Cl ⁻ 、Ca ²⁺ 、pH 等电极内 提供电极的参考电位；参比内 充液的作用：为参比电极内电 极提供参考电位。500：参比 内充 20mL*1 支	盒	1
329	药敏纸片-复方新诺明	20 片/瓶	瓶	2
330	甲基红显色指示剂	10mL/瓶	瓶	10
331	GoatAnti-RabbitIgG-HRP (M21002)	100μL/支	支	1
332	ELISA 黄曲霉素 B1 酶联 免疫定量试剂盒	试剂盒灵敏度： 0.03ppb(ng/mL) 反应模式：25°C，30min～ 15min 96t	盒	1
333	DNA 染料：GeneGreen 核 酸染料	500uL/管	管	1
334	牛脑心浸粉	100g	瓶	1
335	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	250g/瓶	瓶	5
336	平板计数培养基 (PCA 琼 脂)	250g/瓶	瓶	1
337	DNA 酶琼脂平皿	90mm	个	1
338	氨曲南	20 片/瓶， (30ug/片)	瓶	1
339	引物 3-F	GC40%-60% 4OD，定制引物 S5： CGCCCTTCTCATAA GATGTTG	份	1
340	没食子酸对照品	30mg/瓶	瓶	1
341	迈瑞血细胞分析仪稀释液	氯化钠 12.0～4.0g,硫酸钠 2.0～10.0g,一三二甲基脲 0.8～0.5g,亚硫酸铜 0.2～0.5g, 乙二胺四乙酸二钠 3.0～8.0g, 派拉西林钠 0.2～0.7g,硼酸盐 缓冲液调 pH 为 7.2～7.8,余为 水;1 升溶血剂中:氯化钾 0.8～ 5.0g,十二烷基三甲基氯化铵 0～60.0g,十八烷基三甲基溴 化铵 14.0～0g,异丙醇 6.0～ 10.0mL	桶	1

		20L		
342	聚乙二醇 PEG8000	分子量: 8000, 纯度: $\geq$ 99%, 250g/瓶	瓶	1
343	红细胞裂解液	含量 $\geq$ 98.0%; pH 5.5~ 7.0 500mL/瓶	瓶	1
344	FITCanti-mouseCD8a	100804	支	1
345	维生素 B12 标准品	100-300 μ g/L 1g/瓶	瓶	1
346	伊红染液(醇溶性)	含量 0.05%。500mL/瓶	瓶	1
347	引物 2-R	4OD, 定制引物 S4: CCCTACTATTCTTT TCCTTACGTT	份	1
348	溶血素 (血细胞分析仪试剂)	250mL	瓶	1
349	乙型肝炎病毒核酸 (PCR) 荧光定量检测试剂盒	HBV2 CS1 (HBV 磁性玻璃珠试剂盒) 1 x 7.0 mL: 磁性玻璃珠、93% 异丙醇; HBV2 CS2 (HBV 裂解试剂盒) 1x 78 mL: 柠檬酸钠二水化合物、42.5% 异硫氰酸胍、<5% 多聚正癸醇、0.9% 二硫苏糖醇; HBV2 CS3 20 人份/盒	盒	1
350	阿司匹林对照品	200mg/支, 分析标准品	支	1
351	芦丁对照品	100mg/瓶	瓶	1
352	克拉维酸钾对照品	100mg/支, 分析标准品	支	1
353	抗 IgG,C3d 直接抗人球蛋白试剂	10mL/支 (1 支/盒)	盒	1
354	赖氨酸脱羧酶试验培养基	20 支/盒	盒	2
355	DNALadder	100 次	份	1
356	甲硝唑标准品	纯度>99%, 100 mg	瓶	1
357	GAPDH MonocLonaL antibody	100 μ L/支	支	1
358	ELISA 表面抗体检测试剂盒	96 人份/盒	盒	1

359	E.coLiDH5a 感受态细胞	E.coLi DH5α Competent CeLLs 10 x 100 μL/100 x 100 μL, pUC19 pLasmid (0.1 ng/μL) 10 μL (100 支包装规格 不含有 pUC19 pLasmid) 100uL*20 支	包	1
360	DNA 琼脂平板	70mm	个	1
361	DMEM/F12 培养基	BR 500mL/瓶	瓶	1
362	DMEM 高糖液体培养基	BR 500mL/瓶	瓶	1
363	Anti-RatOccLudinAn tybody	50uL	支	1
364	引物 8	DYS390-R:5'—TGACAG TAAAATGAACACATTGC— 3'	O D	1
365	DMSO	100mL, 纯度 :>99.5%	瓶	1
366	伊红美蓝琼脂培养基 (EMB)	BR 250g	瓶	2
367	细菌基因组 DNA 提取试 剂盒	50 次	盒	9
368	SDS-PAGE 凝胶快速配制 试剂盒	下层胶缓冲液中含 Tris pH8.8 及适量 SDS, 上层胶缓冲液中 含 Tris pH6.8 及适量 SDS。 可配制 30-50 块常规大小的 PAGE 胶。	套	1
369	FITC 标记山羊抗兔 IgM 二 抗	含量为 1mg/mL; 1.0mg/瓶	支	1
370	TaqPCRMastermix	5mL	包	1
371	万古霉素 E-TEST 试纸条	20 条/盒	盒	2
372	噻唑兰 MTT	≥98%; 5g/瓶	瓶	1
373	考马斯亮蓝 R250	≥99%; 25g	瓶	5
374	快速革兰染液 (脱色液)	4×250mL/盒	盒	2
375	枯草芽孢杆菌菌种	0.5~1.0×10 ⁶ cfu/株	株	1
376	SDS	100g/瓶	瓶	1
377	BeyoFastSYBRGreenqPCR Mix(2X,HighRO	25mL	盒	1
378	胭脂红标准品	100mg/瓶	瓶	2
379	沙保罗琼脂培养基	70mm	个	2
380	M-H 无水琼脂干粉	500g	瓶	1
381	DNA Marker DNA Ladder	100-2000bp, 约 100 次	管	1
382	2x EsTaq Master Mix (Dye)	灵敏度: IC ₅₀ =0.05g/mL 稳定性: 试剂盒 2~8℃ 存放 6 个 月有效。 5mL (含染料)	支	1

383	亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液	250g/瓶	瓶	1
384	营养肉汤培养基	250g/瓶	瓶	10
385	苯甲基磺酰氟 (PMSF)	100g/瓶	瓶	2
386	粪便隐血试剂 (化学法)	0.2~1.0mg/L; 6~10mg/L; 200test	盒	1
387	二甲基亚砷 DMSO(细胞培养级)	含量: 99.9%; 100mL	瓶	1
388	GAPDH(3B3)mAb (	(货号: M20006) 100μL/支	支	1
389	CeLLcountingkit-8	500T	盒	1
390	亚胺培南	≥98.5%; 20 片/瓶 (10ug/片)	瓶	2
391	血平板成品培养基	9cm*20 套/盒	套	10
392	RAPIDID32A 快速厌氧菌鉴定试剂条	25 条/盒	盒	1
393	鞘液	20L	桶	1
394	光学显微镜镜头清洗液	50mL/瓶	瓶	2
395	革兰氏染色试剂盒	G1060-4*100mL	套	1
396	革兰染色液试剂盒	10mL*4 支	盒	2
397	环丙沙星(CIP)	5g/瓶	瓶	1
398	DEPC	≥99%; 100mL/瓶	瓶	1
399	DTT	≥99%; 5g/瓶	瓶	1
400	30%丙烯酰胺(29:1)	30%; 29:1; 500mL/瓶	瓶	1
401	血清直接胆红素测定试剂盒 (重氮法)	180mL (液体双剂型)	盒	2
402	磺胺甲噁唑对照品	100mg	只	1
403	RhD(IgM)血型定型试剂	10mL (1 支/盒)	盒	1
404	乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂	HBeAb/抗-HBs; 96 人份	盒	2
405	引物 4	D13S317-R: 5'- GCCCAAAAAGACAG ACAGAA-3'	O D	1
406	考马斯亮蓝蛋白测定试剂盒	100 次	盒	2
407	营养琼脂培养基	250g	瓶	1
408	羊抗兔 IgG(免疫血清)	0.5mL	支	1
409	厌氧袋	3.5L; 10 个/包	包	10
410	消旋山莨菪碱对照品	100mg/支	支	1
411	棉兰染色液	4×10mL	盒	1
412	杆菌肽纸片	10 片/瓶	瓶	1
413	(头孢他啶, 头孢他啶+棒酸) B724 触酶试剂	50 测试/盒	盒	1
414	Tween-20	≥98%, 100mL	瓶	1
415	PCNA 一抗	10uL/支	支	1

416	JAMES	2 瓶/盒	盒	1
417	全血细胞分析仪冲洗液	全血细胞分析仪配套冲洗液	包	1
418	班氏试剂	100mL/瓶	瓶	5
419	Novex TM TBE 凝胶	8%,15 孔	盒	1
420	TAE(50X)	500mL	瓶	1
421	RNA 提取试剂盒	50 次/盒	盒	1
422	fitc 偶联人 cd21 抗体	25tests	支	1
423	ELISA 乙肝表面抗原检测试剂盒	96 人份/盒	盒	1
424	eBioscienceFoxp3	1kit	套	1
425	TAE (50X)	500mL	瓶	1
426	微量生化管配套试剂	10 种 x10 支/盒	盒	2
427	CD69 MonocLonaL Antibody(H1.2F3)PE	50μg	瓶	1
428	血清甘油三脂测定试剂盒 (甘油磷酸法)	甘油磷酸氧化酶>4500U/mL、过氧化物酶>2000U/mL、醋酸镁 12mmol/L、4-氨基安替比林 0.3mmol/L, 4-氨酚 3.5mmol/L、ATP0.5mmol/L、脂肪酶>200000U/L、甘油激酶>250U/L、缓冲剂 (PH7.4)0.5mmol/L; 210mL (液体双剂型)	盒	2
429	PremixTaq TM DNA 聚合酶	120 次反应/每包	包	1
430	SDS-PAGE 电泳液	套	套	1
431	MouseIL-10VaLukineELIS AKit	1KT	盒	1
432	TritonX-100	100mL	瓶	1
433	PBS	500mL/瓶	瓶	1
434	PBST	2000ML/袋	袋	1
435	RNA 提取试剂盒: TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit	1、Part I: 包含 50×DTT SoLution 700 μL、Recombinant DNase I (RNase-free; 5 U/μL) 1,000 U、10×DNase I Buffer 1 mL。 2、Part II: 包含 Buffer RL1 32 mL、Buffer RWA1 28 mL、Buffer RWB*2 30 mL、RNase Free dH2O 15 mL、gDNA Eraser Spin CoLumn 50 支、RNA Spin CoLumn 50 套、CoLlection Tube (2 mL) 50	盒	1

		支、RNase Free CoLLection Tube (1.5 mL) 50 支。 50Rxns, RNA 极易降解		
436	煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤	250g/瓶	瓶	1
437	DTNB	5g	瓶	1
438	DNA 试剂盒	TaKaRa: RR037A, 200T	包	1
439	引物 515F	5'GTGYCAGCMGCC GCGGTAA3'	2 O D/ 支	1
440	药敏纸片-链霉素	20 片/瓶	瓶	2
441	核酸 Marker	25-500bpDNA marker	支	1
442	血清胆固醇测定试剂盒 (氧化酶法)	210mL (液体双剂型)	盒	1
443	糖原染色液	20 测试/盒	盒	6
444	沙门氏菌 DNAPcr 引物下游	2OD/管	管	1
445	青霉素链霉素混合液 100x	100mL	瓶	1
446	青霉素 E-TEST 试纸条	20 条/盒	盒	1
447	结核菌 (抗酸)染色液 (冷染法)	4×100mL/盒	盒	1
448	大肠埃希菌噬菌体-T7	ATCC 11303-B7; < HER < ATCC	支	2
449	阿奇霉素纸片	5*50 片/盒	盒	1
450	X 因子	100 片/支	支	1
451	SS 琼脂干粉	250g/瓶	瓶	1
452	DEPC (焦碳酸二乙酯)	100g/瓶	瓶	1
453	Tris(ELectrophoresisGrade)	500g/瓶	瓶	1
454	TCBS 琼脂平板	90mm	个	1
455	TBS 缓冲液缓冲液干粉	10L	包	1
456	ID32GN 革兰氏阴性杆菌 鉴定试剂条	25 条+25 培养基	盒	1
457	沙门菌特异引物下游	GC 含量: 40%-60% 141: 5'TCATCGCACCGT	O D	1

		CAAABBAACC3'		
458	快速革兰染液（冷染法）	4×100mL/盒	套	1
459	FUDR(5 氟 2 脱氧尿嘧啶)	10mg	瓶	1
460	FITC-羊抗兔抗体	浓度 70~80μg/mL; 最大吸收峰 495nm; 最大发射峰 525nm; 0.3mL	支	1
461	沙门氏菌属诊断血清 11 种	11 种诊断血清; 1mL×12 瓶	盒	1
462	沙门氏菌属 O 多价 A-F 诊断血清	1mL/瓶	瓶	1
463	磺胺醋酞钠	20mg/支	支	2
464	双歧杆菌 BS 培养基	250g	瓶	2
465	引物 7	DYS390-F:5' —TATATT TTACACATT TTTGGGCC —3'	O D	1
466	新生儿溶血病不完全抗体检测卡	12 卡/盒	盒	5
467	LB 培养基粉剂(液体)	1L/瓶	瓶	1
468	兔淋巴细胞分离液	LTS10965; 200mL/瓶	瓶	2
469	兔白细胞介素 2(IL-2)ELisa 试剂盒	检测范围: 15.625-1000pg/mL; 灵敏度: 9.375pg/mL; 96t/盒	盒	2
470	彩虹 245pLus 广谱蛋白 Marker (5-245KD)	包含 13 种彩色预染的已知分子量标准蛋白; 分子量范围 5kD-245kD; 每种蛋白含量约为 0.2-0.4mg/mL; 20T(100uL)	支	1
471	SS 琼脂平板	90mm	个	1
472	反转录试剂 盒:PrimeScript™RTreagent KitwithgDNAEraser(Perfec tRealTime)	100Rxns, RNA 极易降解	盒	1
473	营养肉汤	10 支/盒	盒	5
474	沙门氏菌 DNAPcr 引物上游	2OD/管	管	1
475	哥伦比亚血琼脂培养基	90mm	个	5
476	FB (FASTBLUEBB)	2 安瓿	盒	1
477	PeniciLLin-Streptomycin 双抗	100mL	瓶	1
478	NaCL0.85%悬浮液 (NS3mL)	100 支	盒	1

479	DNA 上样缓冲液 Loadingbuffer	2mL	支	1
480	羧甲基淀粉钠(CMS),药用级	500g	瓶	5
481	羧甲基淀粉钠	药用级	kg	3
482	酸性磷酸酶染色液	20 测试/盒	盒	2
483	核酸 Marker	10000bpDNAMarker	支	1
484	核酸 Marker	5000bpDNAMarker	支	1
485	绿原酸对照品	分析标准品,≥98%, 50mg/支	支	1
486	沙门氏菌属诊断血清 60 种	1mL×60 瓶	盒	1
487	彩虹 130 广谱蛋白 marker (15-130KD)	包含 9 种彩色预染的已知分子量标准蛋白；分子量范围 15kD-130kD；每种蛋白含量约为 0.2-0.4mg/mL；500T	盒	1
488	四环素药敏试纸	100 片/瓶	瓶	5
489	HDN 母体 IgG 抗体效价检测卡	12 卡/盒	盒	1
490	胰蛋白胨	250g	瓶	1
491	MMO-MUG 培养基	250g	瓶	2
492	middLebrookADC	100mL/瓶	瓶	1
493	ESBLS 测定盒(头孢噻肟, 头孢噻肟+棒酸)(头孢他啶, 头孢他啶+棒酸)	每种 20 片	盒	1
494	CD4 MonocLonaL Antibody(GK1.5)FITC	50μg	瓶	1
495	10×PBS 缓冲液	500mL	瓶	1
496	蛋白酶 KMERCK	100mg	瓶	1
497	Rh 血型抗原检测卡（单克隆抗体）	12 卡/盒	盒	1
498	Pfizer 肠球菌选择性琼脂 (PSE 琼脂)	蛋白胨：20.0g/L；酵母浸粉：5.0g/L；牛胆汁物：10.0g/L；氯化钠：5.0g/L；柠檬酸钠：1.0g/L；柠檬酸铁铵：0.5g/L；叠氮化钠：0.25g/L；七叶苷：1.0g/L；琼脂：15.0g/L；pH 值：7.1±0.2；250g/瓶	瓶	1
499	抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检）	12 卡/盒	盒	1
500	TE 缓冲液 PH8.0	PH=8.0500mL	瓶	1
501	DL2000DNAMarker	500uL	支	1

502	Anti-HMGCR Recombinant RabbitMonocLo naLAntibody [JF0981]	50μL/支	支	1
503	G418	含量 99%； 1g/瓶	瓶	1
504	速眠新 II	杂种犬：每千克体重 0.08 毫升至 0.1 毫升。 纯种犬：每千克体重 0.04 毫升至 0.08 毫升。 猫：每千克体重 0.2 毫升至 0.3 毫升。 实验兔：肌肉注射速眠新 II 的剂量为 0.2 毫升/千克体重， 静脉注射 10%水合氯醛的剂量为 1 至 1.5 毫升/千克体重； 2mL*10 支	盒	1
505	糖发酵管	20 支/盒	盒	1
506	V 因子	100 片/支	支	1
507	真菌基因组 DNA 提取试剂盒	RNase A： 1mL， 保存条件为 -20℃； 蛋白酶 K ： 1mL； 玻璃珠： 100mg； 溶液 A： 含量为 10mL； 溶液 B： 20mL； 漂洗液： 15mL； 洗脱液： 10mL； 吸附柱： 50 个； 收集管： 100 个； 100T/套	套	1
508	PremixTaq™(TaKaRaTaq™Version2.0)	120 次反应/每包	包	1
509	氨苄西林 E-TEST 试纸条	20 条/盒	盒	1
510	DMEM/F-12,Powder	10x1L	盒	1
511	结核菌染色液（冷染法）	3×100mL/盒	盒	1
512	PCRKitwithBeyoTaq	400 次	盒	1
513	MUG 营养琼脂/NA-MUG	(GB/T5750.12-2006)； 100g	瓶	1
514	SLC31A1 MonocLonaL antibody	50μL/支	支	1
515	RNAisoPLus（类似 Trizol 试剂）	200mL/瓶	瓶	1
516	DeLivector™Avertin(浓缩型)	10mL/支	支	1
517	812 包埋套装	1500g/套	套	1
518	dNTP 混合液	10mM， 1mL/支	支	1
519	50×TAE 电泳缓冲液	500mL/瓶	瓶	10

520	SWE 快速高分辨电泳缓冲液（干粉）	10 包/盒	盒	1
521	B-半乳糖苷 ONPG	20 支/盒	盒	1
522	LB 固体培养基(干粉)	L1015-1L	瓶	1
523	葡萄球菌属细菌生化编码册 TH16S	葡球菌鉴定用	本	1
524	middLebrook7H9broth	500g/瓶	瓶	1
525	瑞氏-姬姆沙染色液	4×250mL/瓶	盒	1
526	彩色预染蛋白质分子量标准 (10-180kD)	比对 (10kD,17kD,26kD,34kD,43kD,55kD,72kD,95kD,130kD,180kD); 200μL/支	支	1
527	PCRKit1	25mL	盒	5
528	二抗试剂盒	6mL	套	2
529	pEASY®-T1CLoningKit	60 次	盒	1
530	利福平纸片	5*50 片/盒	盒	2
531	SDS-PAGE 彩色凝胶超快速试剂盒（红色）	12%（50T）	盒	1
532	BeyoECLPLus(超敏 ECL 化学发光试剂盒)	100mL/瓶	瓶	1
533	样本释放剂 2—Me 应用液	1mL/支，5 支盒	盒	1
534	氰化钾生长试验管(KCN)	20 支/盒	盒	1
535	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)	250g	瓶	2
536	PBS 粉剂	2L	包	1
537	GoLdViewII 型核酸染色剂 (5000×)	1mL	支	1
538	DNA 电泳染料	GeLRed: 有效成分含量为 95%; GeLite Safe DNA 凝胶染料: 浓度为 10,000X; 5mL/瓶	瓶	1
539	过氧化氢酶检测试剂盒	100 次	支	5
540	丙二酸钠培养基	20 支/盒	盒	3
541	缓冲葡萄糖蛋白胨水培养基	250g/瓶	瓶	2
542	抗人球蛋白(抗 IgG) 检测卡	12 卡/盒	盒	1
543	GoLdViewI 型	10000×; 1mL/支	支	1
544	庆大霉素平板	70mm	个	20
545	细菌 16S 通用引物上游	27F:5'AGAGTTTG ATCCTGGCTCAG3'	O D	1
546	羊抗小鼠 IgG-FITC	0.3mL	瓶	3
547	脱脂奶粉	300g	瓶	1

548	抗 EB 病毒衣壳抗原抗体 IgA 检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	96 人份	盒	1
549	RNAseFree-ddH2O	5mL/支 (10 支/包)	包	1
550	DNALadder(100-1500bp)	含量标准: 100-1500bp DNA Ladder 通常包含 11 条带状双链 DNA, 条带长度分别为 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 和 1500bp。其中, 500bp 条带的浓度为 100ng/5μL, 其余条带的浓度为 50ng/5μL 50T/支	支	1
551	青霉素 Penicillin G sodium salt	25G/瓶	瓶	1
552	哌拉西林纸片	20 片/瓶 (10ug/片)	瓶	2
553	ID32C 酵母菌鉴定试剂条	25 条+25 培养基	盒	1
554	PDB(马铃薯葡萄糖肉汤培养基)	250g/瓶	瓶	2
555	右旋四氢巴马汀	10mg, 分析标准品, ≥98%	瓶	1
556	麦康凯琼脂干粉	含量: 胨: 20.0g/L; 牛胆盐: 5.0g/L; 氯化钠: 5.0g/L; 琼脂: 15.0g/L; 乳糖: 10.0g/L; 中性红: 0.025g/L; 结晶紫: 0.001g/L; 250g/瓶	瓶	2
557	半胱氨酸盐酸盐	含量(干燥后): 98.0%~101.5% 50MG*10	盒	2
558	微生物 BACDirectPCR kit	100T	盒	1
559	念珠菌显色培养基	1000mL	瓶	1
560	精子活体染色试剂盒 (伊红-苯胺黑法)	含量 0.154mol/L NaCl(氯化钠)、9.68mmol/L C20H6Br4Na2O5(水溶性伊红)和 10%苯胺黑(质量体积比) 50Tests	盒	1
561	复方新诺明	10 瓶/盒 (20 片/瓶)	盒	10
562	薄层层析硅胶粉 (G254)	≥99%; 250g	瓶	5
563	PBS 片剂	100 片/瓶	瓶	1
564	沙氏琼脂培养基	250g/瓶	瓶	5
565	缓冲葡萄糖蛋白胨水 (MR-VP 培养基)	250g/瓶	瓶	2
566	苏木素染液	500mL/瓶	瓶	10
567	即用型营养琼脂平板	90mm, 10 个/包	个	5

568	冻干血浆	0.5ML×10 支	盒	2
569	定量 PCR 预混液 RR820A	RR820A; 200rxn	盒	2
570	顶级胎牛血清	毒素含量≤5EU/mL; 血红蛋白含量≤20mg/100mL; 总蛋白含量: 30~50mg/mL; 总IgG<100μg/mL; 500mLBC-SE-FBS01	瓶	1
571	LB 培养基粉剂(固体)	包含: 胰蛋白胨: 10g/L; 酵母提取物: 5g/L; 氯化钠: 10g/L; 琼脂: 15g/L; 1L/瓶	瓶	1
572	尿素琼脂	10 支/盒	瓶	5
573	淋巴细胞分离液	200mL	瓶	1
574	4 号平板	70mm	个	1
575	1kbDNAMarker	5x50μg	支	1
576	12.5%PAGE 凝胶快速制备试剂盒	125geLs	盒	1
577	左氧氟沙星纸片	20 片/瓶 (5ug/片)	瓶	20
578	LB 培养基	500g/瓶	瓶	2
579	引物 6	D3S1358-R: 5'-ATGAAATCAACAGAGGCTTG-3'	O D	3
580	一抗稀释液	100mL/瓶	瓶	1
581	青霉素 G 纸片	20 片/瓶 (10ug/片)	瓶	1
582	SCDLP 液体培养基	250g	瓶	1
583	万古霉素纸片	20 片/瓶 (30ug/片)	瓶	2
584	脂多糖 (LPS)	L8880-10mg	支	8
585	总 SOD 测定试剂盒	100 次	盒	4
586	引物 3-R	4OD	份	1
587	耗氧化学试剂	10 个/包	包	3
588	MTS	10mL/盒 1000t	盒	1
589	0/129 诊断纸片	150ug10 片/瓶	瓶	1
590	琥珀酸脱氢酶 (SDH) 试剂盒	比色法 50 管; 48 样/盒	盒	2
591	琼脂	AR500g/瓶	瓶	5
592	庆大霉素纸片	20 片/瓶 (10ug/片)	瓶	20
593	巧克力琼脂平板	90mm	个	1
594	醋酸双氧铀	25g, 1mL*25/瓶	瓶	2
595	DNAMARKER	份	份	1
596	10%PAGE 凝胶快速制备试剂盒	125geLs	盒	1
597	哌嗪-1,4-二乙磺酸	≥99.5%; 500g	瓶	1

	(PIPES)			
598	PVDF 膜(进口分装,6.6×8.5cm,0.2μm)	6.6×8.5cm,0.2μm)20 张/包	包	1
599	DTT(二硫苏糖醇)	≥99%; 5g/瓶	瓶	1
600	伊红染色液	100mL/瓶	瓶	1
601	1640 培养基	500mL/瓶	瓶	1
602	头孢噻肟/棒酸	20 片/瓶	瓶	2
603	PBS 磷酸盐	1L	包	1
604	胰蛋白酶-EDTA 消化液 (0.25%)不含酚红	100mL	瓶	2
605	肉汤培养基	250g/瓶	瓶	10
606	白蛋白测定试剂盒 (溴甲酚绿法)	溴甲酚绿 0.25mmol、琥珀酸 (pH4.2)12mmol、聚氧乙烯月桂醚-35 0.139、叠氮钠 1g 试剂盒在 1.6-60g 儿的范围内, 相关系数 r>0.99, 线性误差 ≤±10%;批内/分析内精密度 CV 应≤5%, 批间相对极差应 ≤6%;准确度的相对偏差不超过+10%;试剂盒的空白吸光度 A628nm 应≤0.5。400mL (液体双剂型)	盒	1
607	限制性内切酶 (快):QuickCut™NheI	含量为 20 U/μL; 25Rxns	支	1
608	过氧化物酶染液(POX)-联苯胺法	100Test	盒	2
609	FITC 标记荧光抗体 (兔抗人 IgM 血清)	浓度 1mg/mL-1.2mg/mL; 1mg/支	支	1
610	6×DNA 上样缓冲液	D1010-5mL	支	1
611	6.5%高盐肉汤	20 支/盒	盒	1
612	妥布霉素纸片	20 片/瓶 (10ug/片)	瓶	10
613	DNaseI	100mg	支	1
614	NA-Red(EB 升级换代产品,2000X)	1mL	支	1
615	链霉素药敏试纸	100 片/瓶	瓶	2
616	Lipo6000 转染试剂	0.5mL/支	支	1
617	胰蛋白酶 (0.05%)	100mL	瓶	5
618	孟加拉红琼脂	250g	瓶	5
619	孟加拉红培养基	250g/瓶	瓶	5

620	迈瑞血球稀释液	白细胞（WBC）计数 ≤0.3×10 ⁹ /L； 红细胞（RBC）计数 ≤0.05×10 ¹² /L； 血小板（PLT）计数≤10×10 ⁹ /L。 pH 值为 7.3~7.9；电导率： 13.5±0.5mS/cm； 渗透压：240±10mOsm/kg。 20L/桶	桶	2
621	25%戊二醛	10mL*10 支	盒	2
622	2×PCRMix 预混体系	50uL 反应，×120 次	盒	1
623	灰毡毛忍冬皂苷乙对照品	20mg/瓶	瓶	1
624	活性氧检测试剂盒	>100 次	个	2
625	DL500DNA Marker	500uL/支	支	1
626	D2000pLus DNALadder	100T	支	1
627	Non-FatPowderedMiLk	250g	瓶	1
628	血小板稀释液	100mL/瓶	瓶	20
629	脱脂奶粉(BLotting Grade)	含维生素 B 群，包括 B1、B2、 B6 和 B12；300g/袋	袋	1
630	LbCas12a 蛋白酶	1000uL/支	支	1
631	头孢西丁纸片	20 片/瓶（30ug/片）	瓶	2
632	普通 PCR 引物-27F	1OD/管(5'- AGAGTTTGATCCTG GCTCAG-3')	支	1
633	血细胞分析仪保养液	17mL	套	1
634	OCT 包埋剂	118mL	瓶	5
635	丙型肝炎病毒抗体诊断试 剂盒(酶联免疫法)	96 人份	盒	4
636	ELISA 乙肝表面抗体检测 试剂盒	96 人份/盒	盒	1
637	头孢噻肟	20 片/瓶	瓶	1
638	酵母菌标准菌种		支	2
639	Sodiumpentoba rbitaL	25g/瓶	瓶	1
640	0.01MPBS 干粉	pH7.4；2L/包	包	1
641	DAB 显色液	3mL/瓶	瓶	1
642	7.5%氯化钠肉汤	250g/瓶	瓶	1
643	2-(N-吗啡啉)乙磺酸 MES	100g/瓶	瓶	1
644	FITC 标记荧光抗体（兔抗 人 IgG 血清） bs-0297R-FITC	含量 99%；稀释比例 1:100-1000；0.3mL/支	支	1
645	即用型血琼脂平板	90mm，10 个/包 mm	个	5
646	葡萄糖氧化酶（GOD）	50KU/瓶	瓶	4
647	大肠埃希菌	1mL	支	1

648	氨苄西林纸片	20 片/瓶, (10ug/片)	瓶	1
649	PCRKit	500 次	份	1
650	L-甘氨酸	≥99%; AR500g/瓶	瓶	1
651	引物 4-R	4OD, 定制引物 S6: CCCTTCATCGAAAG AGTAGGC	份	1
652	胰蛋白酶-EDTA 消化液	货号: T1300; 100mL 瓶	瓶	4
653	盐酸多巴胺	纯度>98%, 5g/支,分析标准品	支	3
654	限制性内切酶(快酶):QuickCut™ XhoI	500Rxns	支	1
655	兔血浆	0.5mL×10 支	盒	1
656	十二烷基苯磺酸钠(SDS)	≥98%; AR100g/瓶	瓶	1
657	猪血清	500mL/瓶	瓶	1
658	荧光定量 PCR-F 引物 OPA1	检测范围: 1.0-48 pmol/L; 2OD/管	支	1
659	荧光定量 PCR 引物		支	1
660	隐血(OB)试剂盒	200test	盒	1
661	悬浮液(DS3mL)	100 支	盒	1
662	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水 培养基	250g/瓶	瓶	5
663	新生霉素药敏纸片	20 片/瓶(5ug/片)	瓶	2
664	品红亚硫酸钠琼脂	级别: BR; 成分(g/L): 蛋白胨: 10.0,酵母浸粉: 5.0,牛肉膏粉: 5.0,乳糖: 10.0, 磷酸氢二钾: 3.5,无水亚硫酸钠: 5.0, 碱性 品红: 1.0, 琼脂: 13.5。 PH: 7.2-7.4 250g	瓶	2
665	嘌呤霉素	纯度: 超纯, 98% , 25mg/瓶	瓶	2
666	庖肉培养基管 15mL(含铁粉)	15mL*20 支/盒	盒	1
667	活/死细胞双染色试剂盒	含钙黄绿素-AM 和碘化丙啶 (PI) 两种溶液, 100t	盒	1
668	制霉菌素	纯度: 99%; 含量≥5000IU/mg; 100mg	瓶	1
669	引物 3	D13S317-F: 5'- ACAGAAGTCTGGGA TGTGGA-3'	OD	1
670	引物	1OD	管	1
671	四硫磺酸钠煌绿增菌液基 础	250g/瓶	瓶	1

672	血清尿素测定试剂盒（酶偶联法）	由两部分组成：试剂 1 和试剂 2。试剂 1 包含脲酶 3000U/L、谷氨酸脱氢酶 15000U/L、 α -酮戊二酸 4mmol/L 和丁二酸缓冲液 50mmol/L（pH7.8 $\pm$ 0.1）；试剂 2 包含 Tris 缓冲液 100mmol/L（pH9.0 $\pm$ 0.1）和还原型 β -烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）0.28mmol/L；210mL（液体双剂型）	盒	1
673	网织红细胞染色液	6 $\times$ 20mL/瓶	瓶	2
674	曲拉通	500mL/瓶	瓶	1
675	1kbDNALadder	250 bp、500 bp、750 bp、1000 bp、1500 bp、2000 bp、2500 bp、3000 bp、4000 bp、5000 bp、6000 bp、8000 bp、12000 bp 共 13 条线状双链 DNA 片段。其中, 1500 bp 和 4000 bp 条带的含量约为 80 ng，其他条带含量约为 30 ng 50T	支	1
676	电极内充液(离子选择性电极法)	500：电极内充 0.8mL*5 支	盒	1
677	嗜热脂肪芽胞杆菌纸片	50 片/包	包	1
678	27F 引物	10D/管（5'-AGAGTTTGATCCTG GCTCAG-3'）	支	1
679	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒	每套包含下层胶预混液（250mL）、上层胶预混液（120mL）、凝胶聚合催化剂（0.5g）、TEMED Substitute（0.5mL）；30-50 块胶	套	1
680	TE 缓冲液	500ML/瓶	瓶	2
681	AnnexinV-FITC/PIKit 凋亡试剂盒	FXP018-050	盒	1
682	Baird-Paarker 琼脂	250g/瓶	瓶	1
683	氧化发酵试验培养基 OF（Hugh-Leifson）	20 支/盒	盒	1
684	0.1MPBS	2L/袋	袋	1
685	血平板	90mm	个	10
686	枯草芽胞杆菌标准菌种		支	1

687	HRP-conjugatedAff inipureGoatAnti- RabbitIgG(H+L)	100μL/支	支	1
688	脂多糖（来源于大肠杆菌 0127:B8）	10mg/支	支	1
689	沙门氏菌诊断血清	1mL/瓶	瓶	1
690	三糖铁(TSI)琼脂	250g/瓶	瓶	1
691	普通 PCR 引物- 1492R	1OD/管(5'- GGTTACCTTGTTAC GACTT-3')	支	1
692	氧化酶试验试剂氧化酶试 纸条	50 测试/盒	盒	5
693	粪便隐血检测试剂盒（胶 体金法）	4×25 人份/盒	盒	3
694	低糖培养基	500mL	瓶	4
695	VP1+VP2	4 瓶/盒	盒	1
696	DNA 上样缓冲液 （6X）	2*1mL	袋	1
697	利奈唑胺纸片	20 片/瓶（30ug/片）	瓶	3
698	甲酰胺	≥99.5%； AR, 500mL	瓶	5
699	氨曲南 E-TEST 试纸条	20 条/盒	盒	1
700	瑞氏-姬姆莎染液	500mL/瓶	瓶	2
701	HE 染色试剂盒(改良版)	G1120-3*100mL	盒	1
702	anti-β-TubuLinMouse MonocLonaL antibody	100uL	瓶	4
703	组织细胞总蛋白抽提试剂 盒	P1250-100	盒	3
704	对乙酰氨基酚对照品	100mg/支	支	1
705	甲型副伤寒诊断菌液	10mL/瓶	瓶	2
706	氨苄青霉素	含量≥99.0%； 1g/瓶	瓶	2
707	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲 液（5×,还原）	浓度: 250mM Tris-HCL(pH6.8) 10%(W/V) SDS 0.5%(W/V) BPB 50%(V/V) 甘油 5%(W/V) β- 巯基乙醇； 10mL	瓶	1
708	植物血凝素	2mL*1 支、10 支/盒	盒	6
709	引物 5	D3S1358-F: 5'- ACTGCAGTCCAATC TGGGT-3'	O D	5
710	结晶紫中性红胆盐琼脂 （VRBA）	250g	瓶	3
711	MH 琼脂干粉	250g/瓶	瓶	1

712	LB 肉汤培养基	250g/瓶	瓶	1
713	D2000DNALadder	50T	瓶	1
714	0.05%Trypsin-EDTA(1X)	25300-054	瓶	1
715	Agarose(Low MeLting Point)	含量 99.9%; 25g/盒	盒	1
716	DNA 消化试剂盒(DNaseI)	1500U	瓶	1
717	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 (SC)	250g/瓶	瓶	5
718	PCRKitwith Taq	2000 次	份	1
719	引物 1-F	GGCGAGTGTTAGAC TGGGTT	2 O D	1
720	四硫磺酸钠煌绿增菌液 (或 MKTTn 肉汤) 配套试剂	2X5 支	盒	1
721	转膜缓冲液(干粉)	10 包/盒	盒	10
722	X-gal 溶液(20mg/mL)	20mg/mL; 1mL/支	支	1
723	Tris 饱和酚	pH>7.8; 100mL	瓶	1
724	Tris 三(羟甲基)氨基甲烷	100g/瓶	瓶	1
725	乙型副伤寒诊断菌液	10mL/瓶	瓶	5
726	Agarose	50g	份	1
727	TSB (胰酪胨大豆肉汤培养基)	SN、USP、EP 标准; 250g/瓶	瓶	3
728	伤寒 O 诊断菌液	10mL/瓶	瓶	2
729	曲拉通 TritonX-100	100mL/瓶	瓶	1
730	牛蒡子	0.5g	支	1
731	奥卜托新(Optochin)纸片	10 片/瓶	瓶	1
732	BCA 蛋白定量试剂盒	500t	盒	1
733	AxyPrepPCR 清洁试剂盒	50prep	盒	1
734	Anti-β-TubuLinMonocLonaLantibody	100uL	支	1
735	0.2MPBS	500mL/瓶	瓶	1
736	血清 AST 活性测定试剂盒 (酶法-连续监测法)	210mL (液体双剂型)	盒	2
737	10X 姬姆萨染色液	100mL	瓶	1
738	四环素药敏纸片	20 片/瓶	瓶	20
739	氯醋酸 AS-D 萘酚酯酶染液	20 测试/盒	盒	1
740	过氧化物酶染色液 (联苯胺法)	20 测试/盒	盒	1
741	沙氏葡萄糖液体培养基 SDB	250g	瓶	4

742	1492R 引物	10D/管 (5'-GGTTACCTTGTTAC GACTT-3')	支	1
743	121 度高压灭菌指示卡	200 片/盒	盒	1
744	BeyozoL(总 RNA 抽提试剂)	100mL	瓶	6
745	MFC 琼脂培养基	生化试剂 250g/瓶	瓶	1
746	琼脂糖 agarose	100g/瓶	瓶	1
747	尿沉渣染色液 (S-M 方法)	3×20mL	瓶	1
748	MH 肉汤培养基	250g	瓶	2
749	MH 琼脂平板	90mm	个	1
750	PrimeSTAR®HS(Premix)	100Rxns	袋	1
751	PremixTaq™(TaKaRaTaq™Version2.0pLusdye)	120 次反应/每包	包	1
752	pH8.5 Tris-HCL 缓冲液	pH=8.5, 500mL/瓶	瓶	1
753	盐酸多巴胺对照品	100mg/支	支	7
754	改良 MRS 培养基	250g	瓶	2
755	抗荧光淬灭封片液	P0126-10mL	瓶	1
756	阿莫西林克拉维酸系统适用性对照品	30mg/支	支	6
757	引物 10	DXS6804-R:5'—GGCATGTG GTTGCTATAACC—3'	O D	1
758	MC 培养基	250g	瓶	6
759	丁胺卡那霉素 (阿米卡星) 纸片	20 片/瓶, (30ug/片)	瓶	10
760	β-甘油磷酸钠五水合物	>95.0%(T); 100g/瓶	瓶	1
761	吡啶试剂	含量≥99.9%; 10mL/瓶	瓶	10
762	西蒙氏柠檬酸盐培养基	浓度 2.0-3.0g/L; 250g/瓶	瓶	2
763	CD62L(L-SeLectin)MonoclonalAntibody(MEL-14), APC	50μg	瓶	2
764	CD4MonoclonalAntibody(GK1.5),FITC,	50μg	瓶	1
765	DeLivector™Avertin (浓缩型)	10mL	支	1
766	质粒大量抽提试剂盒	20 次	盒	1
767	头孢吡肟	20 片/瓶 (30ug/片)	瓶	2
768	探头清洗液	清洗探头用的清洗液; 17mL/瓶	瓶	1
769	5-氟尿嘧啶原料药	500g/袋	袋	1
770	5-氟-2'-脱氧尿苷	100mg	瓶	6
771	DNA 上样缓冲液 6X	1mL/支	支	1
772	NIT1 硝酸盐+NIT2 硝酸盐	4 瓶/盒	盒	5

773	MouseIFN- γ ELISAKIT	CME0003-48T	盒	1
774	引物 1-R	GGCGAGCCTTCTCC TACTTG	2 O D	2
775	过氧化物酶染色液 (WG-KI 法)	20 测试/盒	盒	5
776	氯化三苯基四氮唑 (TTC)	5g/瓶	瓶	1
777	EGTA	$\geq 98\%$; AR, 100g/瓶	瓶	6
778	ZoLetiL50	125mg+125mg	盒	1
779	总 SOD 活性检测试剂盒 (WST-8 法)	100 次	盒	1
780	甘氨酸	$\geq 98\%$; AR, 500g/瓶	瓶	2
781	DNA 小量抽提试剂盒	100 次/份	份	1
782	引物 806R	5'GGACTACNVGGG TWTCTAAT3'	2 O D/ 支	1
783	质粒 pEGFP-C1	50ug*2	支	1
784	核酸染料 superred/geLred	500uL/支	只	2
785	酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂 培养基 (YPD)	250g/瓶	瓶	1
786	蛋白胨水 (蕈基质培养基)	250g/瓶	瓶	1
787	OPA1PoLycLona LAntibody	100uL/支	支	1
788	1%吐温 80-玉米琼脂培养 基	250g/瓶	瓶	1
789	takaraTaqDNA 聚合酶	1,000U	包	1
790	胆固醇	100g	瓶	1
791	TBE(5Xpremixedpowder)	2X2L	份	1
792	Precast-GeL 变性蛋白预制 胶浓度 10%	10 块/盒	盒	1
793	11F 试纸条	11F 试纸条	条	200
794	RIPA 裂解液(强)	100mL/瓶	瓶	2
795	血清 ALT 活性测定试剂盒 (酶法-连续监测法)	210mL (液体双剂型)	盒	4
796	L—蛋氨酸亚砷	$\geq 98\%$; 25g/瓶	瓶	1
797	硬脂富马酸钠	500g	瓶	2
798	药敏纸片-青霉素 G	20 片/瓶	瓶	2
799	木糖	20 支/盒	盒	1
800	蕈基质试剂	10mL/支	支	2
801	苏木素伊红(HE)染色试剂 盒	3 $\times$ 100mL	盒	1

802	苏木素/苏木精	含量≥95%；纯度 HPLC≥98%； 25g/瓶	瓶	1
803	增强型 DAB 显色试剂盒	含量：99.9%；10mL	盒	1
804	环丙沙星纸片	20 片/瓶	瓶	1
805	大肠杆菌标准菌种	鉴定未知新种、细菌、放线菌、 酵母菌、真菌、食药菌等。	支	3
806	丹参酮 IIA	HPLC≥98%；20mg	盒	1
807	丹参酮 I	HPLC≥98%；20mg	盒	2
808	ULtraSYBRMixture	5mL（含染料）	支	1
809	HB 含酶清洗液	500mL	瓶	6
810	0.9%氯化钠生理盐水	10mL/瓶	瓶	1
811	pH4.00 标准缓冲溶液（粉 剂）	精度：±0.01pH pH 值：4.00 每包配 250mL	包	1
812	酵母粉 （YeastExtractPowder）	500g/瓶	瓶	1
813	新冠核酸检测试剂盒(含 配套咽拭子+取样管)	96 人份/盒	盒	1
814	盐酸小檗碱对 照品	≥98%，100mg	瓶	5
815	0.1%吕氏碱性美蓝染色液	C0590，100mL	瓶	1
816	AxyPrepDNA 凝胶回收试 剂盒	50prep	盒	3
817	0.25%胰酶+EDTA	100mL/瓶	瓶	1
818	多聚甲醛 8%Paraformaldehyde(form aldehyde)soLution	10×10mL	瓶	1
819	MTT	5g	瓶	1
820	1×PBS 缓冲液	pH7.2-7.4；500mL	瓶	1
821	琼脂粉	250g/瓶	瓶	1
822	1640 干粉	含 L-谷氨酰胺，不含碳酸氢钠 1L	袋	1
823	OXIDASE 试剂	25 测试	盒	1
824	EDTA	≥99%；250g	瓶	1
825	血清磷测定试剂盒（磷钼 酸还原法）	210mL（液体双剂型）	盒	1
826	蛋白酶 K	100mg/瓶	瓶	1
827	高压灭菌 PBS	500mL/瓶	瓶	1
828	质粒提取试剂盒	100 次高纯	盒	2
829	5xTBE	500ML	瓶	1
830	厌氧袋 c-11	10 个/包	包	9
831	X-gal	5mL	瓶	1

832	引物 Actin-F	5'ACTCCTATGTG GGTGACGAGG3'	2 O D/ 支	1
833	血清葡萄糖测定试剂盒 (氧化酶法)	210mL (液体双剂型)	盒	1
834	麦康凯琼脂平板	90mm	个	2
835	TRITCPhaLLoidin(罗丹明 标记鬼笔 环肽)	300T	瓶	2
836	荧光定量 PCR-R 引物	1OD/管 (β -actin,reverse:GCCATCTCC TGCTCGAAGTC)	支	1
837	梨形烧瓶	150mL, 19/26#, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	5
838	超滤管	15mL, 100KD, 24 个/盒 96 个/箱	箱	1
839	超滤管	4.0mL, 10KD, 24 个/盒 96 个 /箱	箱	1
840	手动加压球	35mL, 橡胶材质	个	10
841	注射器	2mL, 20 袋/箱, 150 支/包, PP 材质, 科研专用, 无菌独立包 装	箱	2
842	注射器	5mL, 20 袋/箱, 100 支/包, PP 材质, 科研专用, 无菌独立包 装	箱	2
843	注射器	1mL, 20 袋/箱, 180 支/包, PP 材质, 科研专用, 无菌独立包 装	箱	2
844	泡沫镍	210*295mm	张	15
845	接种环	2mm, 10 支/包, 镍铬合金材 质	包	5
846	即用型透析袋	0.5m, 扁宽 18 截留分子量 3500	包	3
847	透析袋	MD44(8000-14000D)	包	2
848	200uLPCR 管, 平盖, 灭菌	20 盒/箱, 125 排每盒, 200uL 平盖八排管(含盖)荧光定量, 无热源,无内毒素,无 DNase 和 RNase,无 DNA 和 RNA 污染, 无菌	箱	2
849	荧光定量 PCR8 联管&盖, 灭菌	12 盒/箱, 120 组/盒, 100uL, LightCycLer 白色八连管, 含 盖, 无热源,无内毒素,无 DNase 和 RNase,无 DNA 和	箱	1

		RNA 污染，无菌		
850	400μL 酶标板，96 孔，8 孔/排，黑色，高吸附，平底	10 盒/箱，20 块/盒，400μL，PS，透明，平底，高吸附，灭菌，无 DNA 酶、RNA 酶	箱	2
851	烧杯	100mL,200 个/箱，双刻度线，标准 A 级，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
852	烧杯	500mL,100 个/箱，双刻度线，标准 A 级，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
853	烧杯	250mL,100 个/箱，双刻度线，标准 A 级，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
854	烧杯	1L,100 个/箱，双刻度线，标准 A 级，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
855	细胞过滤筛	200 目，55mm*57.5mm25mm*100mm	把	1
856	锥形瓶（加厚）	容量：250mL,直口，200 个/箱，瓶身厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
857	锥形瓶	150mL,200 个/箱直口，200 个/箱，瓶身厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	箱	2
858	转接头	上口 24#，下口 19#，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	个	10
859	核磁管	5mm 100 支/盒，高硼硅玻璃材质	盒	12
860	聚四氟分水器	24/29#，20mL，玻璃厚度：3mm，高硼硅玻璃材质	个	2
861	空心玻璃塞	29/32#，高硼硅玻璃材质	个	10
862	UV 紫外检测酶标板	96 孔，1EA/包，PP 材质	包	10
863	定性滤纸	1001-125100 张/盒	盒	1
864	色谱层析滤纸	3030-861100 张/盒	盒	1
865	转印滤纸	FFP-51100 张/盒	盒	10
866	试管	15*150mm,1000 支/箱，高硼硅玻璃材质	箱	2
867	剪刀	16cm，不锈钢材质	把	100
868	实验服	松紧口 XXL/XL/L/M/S	件	160
869	平板涂布玻璃珠	100g，无菌，玻璃材质	瓶	1
870	强透气封板膜	120um，152mm×81mm，50	包	1

		张/包		
871	可灭菌封瓶膜	12cm×12cm, 500 张/包	包	1
872	可灭菌封瓶膜	16cm×16cm, 500 张/包	包	1
873	铂电极片	10*10*0.2mm	个	10
874	碳纸	TGP-H-09020*20cm	张	10
875	铝箔封板膜	130mm×80mm100 张/包,无菌	包	1
876	紫外灯座	外形尺寸: 160*100*100mm, 功率: 4W, 净重: 0.25kg	个	20
877	紫外灯管	265nm, 15cm,20 支/盒	盒	10
878	透明封板膜	75um, 易揭白背板, 138mm×82mm100 张/包	包	1
879	一次性细菌培养皿	无菌, 500 个/箱, 圆形, 90x15mm,16g/个	箱	10
880	一次性细菌培养皿	无菌, 1000 个/箱, 圆形, 60x15mm, 11g/个	箱	10
881	干燥管	斜型, 19#,4 个/盒, 玻璃厚度: 1mm, 高硼硅玻璃材质	盒	3
882	质谱瓶 (棕色)	1.5mL,30 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 11.6*32mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
883	微透气封板膜	120μm, 152mm×81mm100 张/ 包	包	1
884	量筒	500mL, 标准 A 级, 高硼硅玻 璃	个	30
885	量筒	1L, 标准 A 级, 高硼硅玻璃	个	10
886	坩埚	30mL, 硅酸盐材料	个	20
887	针头式滤器	有机系 13mm,0.22um, 100 个 /盒, 聚醚砜 PES 膜	盒	30
888	吸咀	5mL,20 袋/箱, 200 支/袋, PP 材质	箱	10
889	2mL 细胞冻存管	100 个/包, 10 包/箱, 100 个/ 包, PP 材质, 无酶无菌	箱	1
890	厌氧产气袋	10 只/包, pp 材质	包	1
891	高压耐热反应釜	200mL, 聚四氟乙烯内衬, 高 压消解 PTFE,尺寸: 107mm*202mm。	个	10
892	圆底立式培养袋	10 只/包, 22×33cm, pp 材质	包	1
893	摇菌培养管	14mL, 25 个/包, 无菌, PP 材质	包	1
894	质子交换膜	N17	个	5
895	铂片电极夹	PT-X		1
896	一次性针头滤器	33mm0.22um 无菌独立包装, PES 膜 100 个/盒	盒	2

897	滤纸	100*100mm, 中速	张	100
898	滤纸	直径 7cm, 50 张/盒, 中速	盒	10
899	滤纸	直径 9cm, 50 张/盒, 中速	盒	50
900	质谱瓶	1.5mL,30 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 11.6*32mm, 高硼硅玻璃材质	箱	4
901	质谱瓶盖	1.5mL,20 盒/箱, 100 个/盒, 实心蓝盖红 PTFE/白硅胶垫	箱	3
902	注射器带针头	2mL,20 袋/箱, 150 支/包, PP 材质, 科研专用, 无菌独立包装	箱	3
903	托盘	25cm*40cm*0.8cm, 搪瓷材质, 珐琅彩工艺	个	10
904	托盘	20cm*20cm*0.8cm, 搪瓷材质, 珐琅彩工艺	个	10
905	托盘	20cm*25cm*0.8cm, 搪瓷材质, 珐琅彩工艺	个	10
906	托盘	10cm*10cm*0.8cm, 搪瓷材质, 珐琅彩工艺	个	10
907	摇菌培养管	5mL, 25 个/包, 无菌, PP 材质	包	1
908	细胞培养瓶	25cm ² PS, 40mL, 5 个/包, 透气盖, TC 处理, 灭菌	包	1
909	EcLipseXDB80C18 柱	4.6*250mm, 5um	支	4
910	毛细管	直径 0.5mm,长度 10cm, 1000 支/盒, 30 盒/箱, 高硼硅玻璃材质	箱	2
911	毛细管	直径 0.3mm,长度 10cm, 1000 支/盒, 30 盒/箱, 高硼硅玻璃材质	箱	2
912	细胞小室培养板	12 个/包, 24 孔, 8um 孔径, PET(聚酯)膜, 带盖, TC 处理, 灭菌	包	1
913	耐压管密封圈	15mL, PP 材质	个	100
914	抽气头	直角 90°, 24#, 玻璃厚度: 1.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	100
915	激光共聚焦培养板	12 孔, 1 个/包;1 个/包, 5 个/盒,TC 处理, 灭菌,PP 材质	盒	2
916	激光共聚焦培养板	24 孔, 1 个/包;1 个/包, 5 个/盒,TC 处理, 灭菌,PP 材质	盒	2

917	激光共聚焦培养板	96 孔, 1 个/包;1 个/包, 5 个/盒,TC 处理, 灭菌,PP 材质	盒	2
918	分水器	19/26#, 5mL, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
919	脱脂棉	500g/包, 脱脂棉花	包	10
920	细胞刮	1 个/包;1 个/包,100 个/盒, 柄长 18cm,灭菌, TPE 材质	盒	3
921	细胞刮	1 个/包;1 个/包,100 个/盒, 柄长 25cm,灭菌, TPE 材质	盒	3
922	细胞铲	1 个/包;1 个/包,100 个/盒, 柄长 18cm,灭菌, TPE 材质	盒	3
923	一次性滴管	3mL,100 袋/箱, 100 支/袋, PP 材质	箱	1
924	微孔过滤板	7mL, 亲水性系 MCE, 0.45um, 2 块/盒, PP 材质	盒	2
925	微孔过滤板	7mL, 有机系 PTFE, 0.45um, 2 块/盒, PP 材质	盒	2
926	样品瓶瓶盖	3mL,10 袋/箱, 200 个/袋, 直径 16mm, PP 材质	箱	1
927	样品瓶子	6mL,20 个/箱, PP 材质	箱	1
928	样品瓶子	10mL,30 个/箱, PP 材质	箱	1
929	微孔过滤柱	50mL, 亲水性 NY, 0.45um, 50 套/包	包	1
930	微孔过滤柱	50mL, 有机系 PVDF, 0.45um, 50 套/包	包	1
931	长颈漏斗	80mm,15 个/盒、10 盒/箱, 玻璃厚度: 1.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
932	展缸	双槽, p-1 型, 玻璃厚度: 6mm, 20*20cm, 高硼硅玻璃材质	个	10
933	自封袋	24*34cm,80 袋/箱, 聚乙烯材质	箱	1
934	自封袋	15*15cm,80 袋/箱, 聚乙烯材质	箱	1
935	微孔过滤柱	15mL, 亲水性 PES, 0.22um, 50 套/包	盒	1
936	石英玻璃试管	20*150mm, 厚度 1mm, 石英材质	支	5

937	可拆酶标板	全白 96 孔, 128*85.2*16.2mm, 80 块/盒, 灭菌	盒	1
938	离心管盒	2mL,20 个/箱, 塑料材质	箱	1
939	定量无灰滤纸	1442-090100 张/盒	盒	2
940	TC 处理白底全白盖 384 孔 平底板	1 个/盒, 50 盒/箱, 吸塑盒, 灭菌	箱	1
941	TC 处理白底全黑盖 384 孔 平底板	1 个/盒, 50 盒/箱, 吸塑盒, 灭菌	箱	1
942	TC 处理白底全透明 384 孔 平底板	1 个/盒, 50 盒/箱, 吸塑盒, 灭菌	箱	1
943	防溅球	100mL, 上口 29/42, 下口 19/26, 20 个/箱, 玻璃厚度 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
944	烧杯	50mL,200 个/箱双刻度线, 玻 璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材 质	箱	2
945	旋转蒸发仪用厚壁茄瓶	100mL,24/40#, 100 个/箱, 瓶 壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃 材质	箱	1
946	旋转蒸发仪用厚壁茄瓶	250mL,24/40#, 100 个/箱, 瓶 壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃 材质	箱	1
947	旋转蒸发仪用厚壁茄瓶	500mL,24/40#, 100 个/箱, 瓶 壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃 材质	箱	1
948	10uL 吸头, 灭菌包装	50 包/箱, 一包 1000 支, 无热 源,无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	2
949	200uL 吸头, 灭菌包装	50 包/箱, 一包 1000 支, 无热 源,无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	1
950	1000uL 吸头, 灭菌盒装	50 盒/箱, 一盒 96 支, 无热源, 无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	10
951	1.5mL 离心管, 灭菌盒装	10 盒/箱, 一盒 250 支, 无热 源,无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	10
952	灭菌气体过滤器	25mm, 0.22um, 50 个/盒, 无 菌, PP 材质	盒	1
953	样品盒	5mL, 40 孔, 20 个/箱, 塑料 材质	箱	1
954	十字夹	英式中号,100 个/箱,铁质材质	箱	1

955	分液漏斗	60mL, 19/26#, 聚四氟乙烯活塞, 20 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
956	分液漏斗	125mL, 19/26#, 聚四氟乙烯活塞, 20 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
957	分液漏斗	250mL, 19/26#, 聚四氟乙烯活塞, 20 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
958	半孔微板	无内毒素, 96 孔, 可拆, 1*1 条 8 孔/条, PP 材质	条	1
959	钢尺	20cm, 不锈钢材质	把	10
960	钢尺	30cm, 不锈钢材质	把	10
961	碳布 (亲水)	21cm*20cm	张	1
962	铜网普通碳膜	200 目 200 枚一盒, 直径: 3.05mm, 厚度 25um±5, 支持膜厚度: 10-20nm	盒	2
963	结晶皿	直径 150mm 16 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
964	吸咀	200uL, 20 袋/箱, 1000 支/袋, PP 材质	箱	1
965	吸咀	1mL, 20 袋/箱, 1000 支/袋, PP 材质	箱	1
966	标签纸	中号, 100 张/包	包	20
967	标签纸	大号, 100 张/包	包	10
968	钕磁铁	50*10mm	个	2
969	三爪夹	中号, 铁质	套	30
970	三通阀	19#, 聚四氟乙烯活塞, 厚度 1.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
971	三颈瓶	50mL, 19/26#, 150 个/箱, 瓶壁厚: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
972	绿色坐垫	5 个/套, 橡胶材质	套	10
973	喷壶	500mL, 100 个/箱, 塑料材质	箱	1
974	A 型接头	上 19/24#, 下 24/40#, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	20
975	B 型接头	上 24/40#, 下 19/22#, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	20
976	陶瓷研钵	10cm	个	2
977	布氏漏斗	直径 7cm	个	10
978	砂芯漏斗	100mL, 9#, 玻璃厚度 3mm, G2 砂芯, 高硼硅玻璃材质	个	10

979	恒压滴液漏斗	125mL,19/22#, 聚四氟乙烯活塞, 精细可调, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
980	恒压滴液漏斗	125mL,19/40#, 聚四氟乙烯活塞, 精细可调, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
981	24 孔板细胞培养板	24 孔, 100 块/箱, γ 射线辐照灭菌, PP 材质	箱	1
982	48 孔板细胞培养板	48 孔, 100 块/箱, γ 射线辐照灭菌, PP 材质	箱	1
983	熔点管	直径 09-1.1mm, 1000 支/盒, 16 盒/箱, 高硼硅玻璃材质	箱	1
984	丁腈手套	M/L/S 单只 4.6g 重, 丁腈材质	箱	10
985	药勺	大、中、小号各一个, 铝材材质	组	100
986	酒精灯 (防爆)	150mL, 不锈钢材质	个	10
987	温度计	200°C, 红水, 玻璃材质	支	20
988	温度计套管	19#, 硅胶垫, 高硼硅玻璃材质	个	20
989	单晶硅片	10*10mm*650um50 片/盒, 单晶硅材质	盒	4
990	载玻片	25mm*75mm, 50 片/盒	盒	7
991	滤光片	AM1.5	片	3
992	滤光片	VISCUT800	片	3
993	滤光片	AREF	片	3
994	钢纱网	10*10m, 800 目, 不锈钢材质	米	1
995	烧瓶夹	中号, 铁质材质	套	27
996	1.5mL 离心管, 灭菌包装	棕色, 20 盒/箱, 一盒 250 支, 无热源, 无内毒素, 无 DNA 酶, 无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	16
997	2mL 离心管, 灭菌包装	16 包/箱, 一包 500 支, 无热源, 无内毒素, 无 DNA 酶, 无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	2
998	15mL 离心管, 灭菌包装	50 支/架, 10 架/箱, 平盖锥底, 无热源, 无内毒素, 无 DNA 酶, 无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	10
999	50mL 离心管, 灭菌包装	25 支/架, 12 架/箱, 平盖锥底, 无热源, 无内毒素, 无 DNA 酶, 无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	箱	6
1000	磁子	A10, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	4
1001	磁子	A15, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	2
1002	磁子	A20, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	3
1003	磁子	A30, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	3

1004	磁子	A35, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	1
1005	磁子	A5, 50 颗/袋, 聚四氟材质	袋	2
1006	离心管	2mL,10 袋/箱, 1000 支/袋, 盖管一体, PP 材质	箱	3
1007	离心管	15mL,10 袋/箱, 1000 支/袋, 盖管一体, PP 材质	箱	2
1008	离心管	5mL,10 袋/箱, 500 支/袋, 盖管一体, PP 材质	箱	4
1009	离心管	10mL,10 袋/箱, 200 支/袋, 盖管一体, PP 材质	箱	2
1010	离心管	50mL,10 袋/箱。50 支/袋, 螺口尖底, PP 材质	箱	2
1011	橡胶手套	L, 橡胶材质	双	5
1012	橡胶手套	M, 橡胶材质	付	3
1013	茄形瓶	100mL, 19/26#120 个/箱, 瓶壁厚度:3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1014	茄形瓶	50mL, 19/26#120 个/箱, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1015	量筒	10mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃	个	59
1016	量筒	100mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃	个	20
1017	核磁管清洗器	5 支/套, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	1
1018	称量纸	100*100mm, 500 张/袋	袋	20
1019	称量瓶	35*70mm, 100 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1020	冷凝管	19/26#, 长度 200mm, 直形, 玻璃厚度 3mm, 高硼硅玻璃材质	根	10
1021	无菌透气封口膜	14*14cm, 10 盒/箱, 100 张/盒	箱	2
1022	吸磁棒	长度 35cm, 聚四氟乙烯材质	根	20
1023	磨口锥形瓶	50mL, 19/26#, 瓶身厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	150
1024	磨口锥形瓶	100mL, 19/26#, 瓶身厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	80
1025	尖勺	大、中、小号各一个, 不锈钢材质	套	30
1026	硅胶板	GF25420*20cm, 5 盒/箱, 20 片/盒	箱	10

1027	硅胶板	GF2542.5*5cm, 5 盒/箱, 640 片/盒	箱	10
1028	红外灯泡	2000W	个	15
1029	层析柱	尺寸: 30mm*500mm, 有效长度 457mm, 24/40#, 聚四氟乙烯活塞, G2 号砂芯, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	根	12
1030	层析柱	尺寸: 40mm*500mm, 有效长度 457mm, 24/40#, 聚四氟乙烯活塞, G2 号砂芯, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	根	10
1031	减压层析柱	外径 60mm,长 300mm, 24/40#, 聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	支	15
1032	减压层析柱	外径 90mm,长 500mm, 24/40#, 聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	支	12
1033	封口膜	PM9964IN*125FT12 卷/箱	箱	1
1034	护目镜	3M1611, PP 材质	个	30
1035	镊子	25cm, 不锈钢材质	把	80
1036	镊子	16cm, 不锈钢材质	把	30
1037	干燥器	直径 300mm, 玻璃厚: 度 6mm, 高硼硅玻璃材质	个	2
1038	干燥器	直径 350mm, 玻璃厚: 度 6mm, 高硼硅玻璃材质	个	2
1039	干燥器	直径 400mm, 玻璃厚: 度 6mm, 高硼硅玻璃材质	个	3
1040	虹吸管	50cm, PP 材质	个	12
1041	玻璃棒	7mm*300mm, 玻璃材质	根	60
1042	样品瓶	5mL,10 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 18*40mm, 螺口, 高硼硅玻璃材质	箱	3
1043	样品瓶	10mL,10 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 22*50mm, 螺口, 高硼硅玻璃材质	箱	4
1044	样品瓶	15mL,10 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 22*70mm, 螺口, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1045	样品瓶	20mL,10 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 27.5*57mm, 螺口, 高硼硅玻璃材质	箱	3

1046	样品瓶	3mL,10 盒/箱, 100 个/盒, 含盖子, 尺寸: 16*35mm, 螺口, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1047	PH 试纸	0-14,20 本/盒	盒	25
1048	PE 手套	M, 1000 只/箱, PE 材质	箱	10
1049	加料漏斗	75mm,24#, 100 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1050	移液枪	1000uL-5000uL, 下半支可高温高压消毒	把	10
1051	移液枪	20-200uL, 下半支可高温高压消毒	把	10
1052	移液枪	100uL-1000uL, 下半支可高温高压消毒	把	10
1053	移液枪	2-20uL, 下半支可高温高压消毒	把	10
1054	气球	大号, 加厚, 100 个/包	包	8
1055	上嘴磨口抽滤瓶	250mL, 19/26#, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	30
1056	玻璃刀	长度 300mm	个	10
1057	厚壁斜两口瓶	100mL,19/22#, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	20
1058	厚壁鸡心磨口烧瓶	25mL, 19/26#, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	60
1059	厚壁鸡心磨口烧瓶	50mL, 19/26#, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	60
1060	厚壁鸡心磨口烧瓶	100mL, 19/26#, 瓶壁厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材	个	50
1061	培养皿	90mm, 120 套/箱, , 瓶壁厚度: 2mm, 高硼硅玻璃材质	箱	6
1062	具回流孔多孔板的改造的防溅球	上 29/42#,下 19/22#, , 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	15
1063	具回流孔多孔板的改造的防溅球	上 29/42#,下 24/40#, , 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	12
1064	圆底烧瓶	100mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	3
1065	圆底烧瓶	150mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1066	圆底烧瓶	50mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃	箱	2

		材质		
1067	圆底烧瓶	500mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1068	圆底烧瓶	250mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材	箱	2
1069	圆底烧瓶	1000mL,24/29#, 50 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1070	圆底烧瓶	10mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	1
1071	圆底烧瓶	25mL,19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1072	干燥器	直径 240mm, 玻璃厚: 度 6mm, 高硼硅玻璃材质	个	3
1073	具孔橡胶塞	5#,上 58*38mm,下 50*30mm, 橡胶材质	个	2
1074	高速离心管	10000 转/分, 50mL, 无热源, 无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	包	6
1075	广口瓶	250mL,棕色,100 个/箱, 玻璃厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1076	碱缸	15L 聚四氟乙烯材质	个	1
1077	玻璃棉	9-13 μ m particLesize100g	包	2
1078	吸附柱	内径 10mm, 有效长度 200mm	支	4
1079	白色离心管架	50mL, 10 孔, 聚四氟乙烯材质	个	20
1080	层析用溶剂储存瓶	500mL, 24/40#, 50 个/箱, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	箱	16
1081	钢珠	3mm,1kg, 不锈钢材质	kg	1
1082	安全洗瓶	带标签安全洗瓶 (乙醇) LDPE500mL	个	5
1083	安全洗瓶	带标签安全洗瓶 (丙酮) LDPE500mL	个	5
1084	安全洗瓶	带标签安全洗瓶 (甲醇) LDPE500mL	个	5
1085	表面皿	直径 10cm, 玻璃材质	个	5
1086	SyrLngeFiLter 滤器 (油系)	有机系 13mm,0.22 μ m, 100 个/盒, 尼龙材质	盒	10

1087	螺纹无孔黑色盖+PTFE 硅胶垫片	无孔螺纹黑盖、垫 8mL、10mL, PTFE/本色硅胶垫, 100 个/套	包	1
1088	螺纹无孔黑色盖+PTFE 硅胶垫片	18-400 螺纹无孔黑色盖, PTFE 硅胶垫片,100 个/套	包	1
1089	流动相过滤器	2L, G2 砂芯, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	套	3
1090	橡皮筋	1000g/袋, 直径 5cm	袋	3
1091	球形冷凝管	19/26#, 长度 300mm, 球形, 玻璃厚度 3mm, 高硼硅玻璃材质	支	6
1092	硅胶管	内径 8mm, 外径 12mm,10m/包, 硅胶材质	卷	1
1093	硅胶塞	12—17mm, 100 个/袋, 硅胶材质	袋	1
1094	低吸附吸头	10uL, 1000 支/盒, 无热源,无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	盒	1
1095	低吸附吸头	200uL, 1000 支/盒, 无热源,无内毒素,无 DNA 酶,无 RNA 酶, 高品质 PP 材质	盒	1
1096	三口瓶	100mL, 3*19/26#, 100 个/箱, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	箱	2
1097	集液瓶	125mL, 瓶身厚度:3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	1
1098	DNA 吸附柱	JJDK-101,30ug, 100 支/袋, PP 材质	袋	1
1099	闪式层析柱	外口径 60mm,长度 500mm, 聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 24/40#, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	支	2
1100	闪式层析柱	外口径 80mm,长度 500mm, 聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 24/40#, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	支	2
1101	闪式层析柱	外口径 32mm,长度 500mm, 聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 24/40#, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	支	2
1102	三角瓶刷	50mL, 猪毛材质	把	10
1103	三角瓶刷	100mL, 猪毛材质	把	10

1104	层析柱	具砂板存储球,24/40,φ32mm,有效长 254mm,聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 存储球容量 500mL, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	根	1
1105	层析柱	具砂板存储球,24/40,φ60mm,有效长 610mm,聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 存储球容量 1000mL, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	根	1
1106	层析柱	带挂钩具砂板,24/40,φ26mm,有效长 457mm,聚四氟乙烯活塞, G2 砂芯, 存储球容量 500mL, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	根	1
1107	外螺纹三口瓶	250mL, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材质	个	5
1108	移液管	5mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	支	5
1109	移液管	20mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	支	2
1110	移液管	25mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	支	3
1111	耐压瓶	100mL, 内螺纹四氟塞子, 瓶壁厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	个	3
1112	耐压瓶	48mL, 内螺纹四氟塞子, 瓶壁厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	个	2
1113	耐压瓶	15mL, 内螺纹四氟塞子, 瓶壁厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	个	4
1114	水稻盆	1.5L/个, 200 个/箱, 塑料材质	箱	3
1115	手提紫外检测灯	功率 16W, 紫外滤光片尺寸: 150*50mm	个	2
1116	棕色容量瓶	500mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	3
1117	滴定管架	有机玻璃材质	个	2
1118	Ag/AgCL 参比电极	CHI111	支	2
1119	参比电极玻璃外套	CHI113	套	2
1120	酸式滴定管	聚四氟乙烯活塞, 25mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	支	2
1121	梨形瓶	19#, 25mL, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	12

1122	梨形瓶	19#, 50mL, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	20
1123	梨形瓶	19#, 100mL, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	20
1124	梨形瓶	19#, 250mL, 瓶身厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
1125	酶标仪滤光片	直径 3cm, 波长 595nm, 石英材质	片	1
1126	可见光滤光片	直径 3cm, 波长 470nm, 石英材质	片	1
1127	紫外光滤光片	直径 3cm, 波长 270nm, 石英材质	片	2
1128	TLC 展开槽	65*105mm, 玻璃厚度: 2mm, 高硼硅玻璃材质	个	2
1129	便携核磁管架	内径 5mm, PP 材质	个	3
1130	层析用溶剂储存瓶	250mL, 24/40#, 玻璃厚度: 3mm, 高硼硅玻璃材	个	3
1131	蓝盖试剂瓶	1L, 加热温度 120 度, 玻璃厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	个	60
1132	蓝盖试剂瓶	500mL, 加热温度 120 度, 玻璃厚度: 4mm, 高硼硅玻璃材质	个	90
1133	核磁管帽	彩色塑料盖, PP 材质, 100 个/包	包	100
1134	圆底顶空瓶	20mL, 100 个/盒, 高硼硅玻璃材质	盒	200
1135	顶空瓶盖、垫	100 套/包, 铝包聚四氟乙烯材质	包	90
1136	电极抛光底座	10*10cm, 大理石材材质	个	250
1137	电极抛光布	直径 10cm, 背胶鹿皮材质	张	60
1138	试管架	20*20, 20 个/箱, 铝材材质	箱	100
1139	茄型瓶	镀膜: 24/40, 200mL, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	10
1140	茄型瓶	镀膜: 24/40, 500mL, 玻璃厚度: 3.5mm, 高硼硅玻璃材质	个	300
1141	试管	18*180mm, 1000 支/箱, 高硼硅玻璃材质	箱	50
1142	聚四氟乙烯坩埚	100mL 聚四氟乙烯材质	个	60
1143	聚四氟乙烯坩埚	30mL 聚四氟乙烯材质	个	60
1144	容量瓶	10mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	90
1145	容量瓶	25mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	20

1146	容量瓶	50mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	12
1147	容量瓶	100mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	8
1148	容量瓶	250mL, 标准 A 级, 高硼硅玻璃材质	个	90
1149	微孔过滤柱	15mL, 亲水性系 MCE, 0.22um, 50 套/包	盒	15
1150	微孔过滤柱	15mL, 亲水性系 MCE, 0.45um, 50 套/包	盒	15
1151	微孔过滤柱	15mL, 亲水性系 PTFE, 0.22um, 50 套/包	盒	15
1152	微孔过滤柱	15mL, 亲水性系 PTFE, 0.45um, 50 套/包	盒	15

第二节 商务要求

一、履约期限及交货地点

履约期限：合同签订后 30 个日历日内完成供货并达到验收条件、交付使用。

交货地点：采购人指定地点

二、质量要求：满足国家、行业现行规范标准及采购人需求。

三、售后服务：因产品批次的质量问题，供应商须及时免费更换。

四、质保期

剩余有效期不低于总有效期的三分之二。

五、付款方式

甲方验收合格后，15 个工作日内付给乙方合同总金额的 100%。

六、履约保证金：

标供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向甲方交纳中标金额 5%的履约保证金；签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；履约保证金在所供标的物按合同要求安装、调试、培训、验收合格并在保修期内正常使用后，无息退还。

注：保修期(质保期)以投标时承诺为准。

七、投标有效期

90 日历天

其他要求：无。